

# HEMOSTATIC GRANULES - CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Verbrauchsmaterial](#)

Celox™ Granulat kann schwere Blutungen schnell stoppen. Die Celox™ Granulate passen sich der Form der Wunde an, um einen festen Druck auf die Quelle der Blutung auszuüben, selbst bei komplexen Verletzungen. Sicher, einfach zu verwenden, kosteneffektiv und in der Lage, auf eine Vielzahl von verschiedenen Wunden angewendet zu werden. Keine exotherme Reaktion – erzeugt keine Wärme. Funktioniert unter hypothermischen Bedingungen und gerinnt heparinisiertes Blut. Einfache Handhabung – Aufreißen, Gießen, Drücken, Packen. Celox™ hat sich bei moderaten bis schweren Blutungen als wirksam erwiesen und wurde umfassend getestet. Celox Granulate sind in einem 15g Sachet erhältlich, ideal für Situationen, in denen jedes Gramm Gewicht entscheidend ist, und dennoch genug Material bieten, um eine schwere Verletzung zu behandeln.



## Eigenschaften

- Name: [CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK](#)
- Hersteller: [CELOX MEDICAL](#)
- Artikel-Nr.: 100025879
- Herst.-Nr.: V12090
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 102mm
- Versandlänge: 140mm
- UPC: 755702981620

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für HEMOSTATIC GRANULES CELOX MEDICAL HEMOSTATIC GRANULES, 15G PACK

## Einführung

Die Celox™ Granulate sind speziell entwickelt, um schwere Blutungen schnell zu stoppen. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten und potenzielle Risiken zu minimieren.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende die Celox™ Granulate nur für den vorgesehenen Zweck, um die Sicherheit zu gewährleisten.
- Halte die Granulate außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die richtigen Anwendungstechniken, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Verpackung auf Beschädigungen oder Verfallsdaten.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- **Vermeide direkten Kontakt mit den Augen.** Im Falle eines Kontakts gründlich mit Wasser spülen.
- **Verwende die Granulate nicht bei Personen, die allergisch auf einen der Inhaltsstoffe reagieren.**
- **Trage bei der Anwendung Handschuhe,** um direkten Hautkontakt zu vermeiden.
- **Achte darauf, die Granulate nicht einzusatmen.** Bei versehentlichem Einatmen suche sofort medizinische Hilfe.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Wunde sauber ist und keine Fremdkörper vorhanden sind.
- Trage Handschuhe, um eine hygienische Anwendung zu gewährleisten.

### 2. Anwendung:

- Reiß die Verpackung der Celox™ Granulate auf.
- Gieße die Granulate direkt auf die Wunde, um die Blutung zu stoppen.
- Übe sanften Druck auf die Granulate aus, um sicherzustellen, dass sie sich an die Wundform anpassen.
- Packe die Wunde mit einem sterilen Verband oder einer Mullbinde, um die Granulate an Ort und Stelle zu halten.

### 3. Nach der Anwendung:

- Überwache die Wunde auf Anzeichen einer Infektion oder weiteren Blutungen.
- Suche bei Bedarf sofort ärztliche Hilfe auf.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge unbenutzte oder abgelaufene Granulate gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verpackungsmaterialien sollten in den entsprechenden Recyclingbehälter gegeben werden, wenn

möglich.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit der Celox™ Granulate, wende dich bitte an den Hersteller oder den zuständigen Ansprechpartner in deinem Land.

Bitte beachte die oben genannten Richtlinien, um die Sicherheit bei der Anwendung der Celox™ Granulate zu gewährleisten.

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)