

FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING - CELOX MEDICAL

FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING 2/PACK

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Verbrauchsmaterial](#)

Der Foxseal Chest Seal ist ein bahnbrechender okklusiver Verband zur Behandlung von offenen Brustwunden und dient der Prävention von Pneumothorax. Kompakt, passt in ein IFAK, ohne gefaltet zu werden, um Falten zu vermeiden. Starke Haftung unter extremen Bedingungen. Zwei pro Packung für ballistische Wunden. Einfaches Design ohne Ventil. Das Ventil verfügt über einen großen, leicht zu bedienenden Griff. Andere Verbandoptionen werden oft gefaltet in Kits transportiert, was zu einer dauerhaften Faltung führen kann, die einen echten Abdichtungsverschluss verhindern kann. Foxseal hat eine kompakte Größe, die ordentlich in Taschen passt, um Falten zu vermeiden. Zwei Abdichtungen pro Packung ermöglichen die Behandlung von Eintritts- und Austrittswunden. Die Patientenüberwachung ist bei diesen Verletzungsarten von entscheidender Bedeutung, und das Design ist eine einfache, ventillose Option für eine einfache Anwendung. Die Brust kann mit dem leicht zu greifenden Griff belüftet werden, und der Kleber versiegelt erneut.



Eigenschaften

- Name: [CELOX MEDICAL FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING 2/PACK](#)
- Hersteller: [CELOX MEDICAL](#)
- Artikel-Nr.: 100025890
- Herst.-Nr.: TS-FSOD1
- Size: 2 Person
- Versandgewicht: 0.005kg
- Versandhöhe: 25mm
- Versandbreite: 152mm
- Versandlänge: 152mm
- UPC: 755702981873

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für den FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für den FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING von CELOX MEDICAL. Dieser okklusive Verband ist speziell für die Behandlung von offenen Brustwunden entwickelt worden und hilft, Pneumothorax zu verhindern. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Der FOXSEAL Chest Seal ist für den sicheren Gebrauch konzipiert. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Anweisungen befolgen.
- **Rückrufinformationen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate-Plattform.
- **OnlineShopping:** Wenn Sie das Produkt online gekauft haben, gelten dieselben Sicherheitsanforderungen wie für den Kauf in physischen Geschäften.
- **Besondere Verbrauchergruppe:** Achten Sie darauf, dass der Verband nicht für Kinder unter 12 Jahren geeignet ist, es sei denn, er wird von einem Erwachsenen angewendet.
- **EUKontaktpunkt:** Bei Fragen zur Produktsicherheit sollten Sie sich an die entsprechenden Behörden in Ihrer EUMitgliedsstaat wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Verband nur für die vorgesehenen Zwecke.
- Überprüfen Sie vor der Anwendung, ob die Verpackung unbeschädigt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Wunden, um Infektionen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Verband bei der Anwendung nicht gefaltet oder beschädigt wird.
- Halten Sie den Verband außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Reinigen Sie die Wunde vorsichtig, wenn möglich.
- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um die Wunde trocken und frei von Schmutz ist.

2. Anwendung:

- Entfernen Sie die Schutzfolie vom Kleber.
- Platzieren Sie den FOXSEAL Chest Seal über der Wunde, sodass er gut haftet.
- Drücken Sie den Verband fest an, um eine gute Abdichtung zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den leicht zu greifenden Griff, um die Brust zu belüften, falls erforderlich.

3. Nachsorge:

- Überwachen Sie den Patienten auf Anzeichen von Atemnot oder anderen Komplikationen.
- Bei Bedarf den Verband wechseln oder einen Arzt konsultieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie gebrauchte Verbände gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verpackungen und unbenutzte Teile können im regulären Müll entsorgt werden, sofern sie nicht kontaminiert sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an die zuständigen Behörden oder Ihren Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Vielen Dank, dass Sie sich für den FOXSEAL CHEST SEAL OCCLUSIVE DRESSING entschieden haben. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at