

ETAK POUCH MEDICAL KIT CONTENTS - ELEVEN 10 ETAK KIT CONTENTS W/COMPRESSED GAUZE

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Alle medizinischen Artikel, um die ETAK Pouch zu füllen oder abgelaufene Produkte zu ersetzen. Das Eleven 10 ETAK (Enhanced Trauma Aid Kit) ist so konzipiert, dass es wichtige medizinische Artikel für Ersthelfer und taktische Beamte bereithält. Kompakt und langlebig, hergestellt aus hochwertigen, bewährten Materialien. Für die Verwendung mit den festen oder abreißbaren ETAK Pouches (separat erhältlich). Das Kit enthält: (1) 4" Kompaktmedizinisches Trauma-Dressing (1) Kompressionsmessgerät oder Combat Gauze (1) Nitrilhandschuhe - Paar, Größe L (1) Eleven 10® Frog Tape (1) NAR Hyfin Vent Kompakt-Brustsiegel, Twin Pack (1) 4" ChemLight Lichtstab (1) 5,5" Trauma-Scheren



Eigenschaften

- Name: [ELEVEN 10 ETAK KIT CONTENTS W/COMPRESSED GAUZE](#)
- Hersteller: [ELEVEN 10](#)
- Artikel-Nr.: 100043774
- Herst.-Nr.: E10ETAKGA
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 680306732968

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das ETAK POUCH MEDICAL KIT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das ETAK POUCH MEDICAL KIT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des ETAK POUCH MEDICAL KIT von Eleven 10. Dieses Kit ist speziell für Ersthelfer und taktische Beamte konzipiert und enthält wichtige medizinische Artikel. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Das ETAK POUCH MEDICAL KIT ist ein nicht essbares Produkt. Verwenden Sie es nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass das Kit in einem sauberen und trockenen Zustand aufbewahrt wird, um die Qualität der enthaltenen Produkte zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf abgelaufene oder beschädigte Artikel und ersetzen Sie diese umgehend.
- Bewahren Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Missbrauch zu verhindern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die enthaltenen Artikel nur gemäß den Anweisungen. Unsachgemäße Anwendung kann zu Verletzungen führen.
- Tragen Sie immer die mitgelieferten Nitrilhandschuhe, um sich und andere vor Infektionen zu schützen.
- Achten Sie beim Einsatz von Kompressionsverbänden oder Combat Gauze darauf, dass diese korrekt angelegt werden, um die gewünschte Wirkung zu erzielen.
- Bei der Anwendung von TraumaDressings stellen Sie sicher, dass die Wunde sauber ist und die Blutung gestoppt wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Vorbereitung des Kits:

- Überprüfen Sie den Inhalt des Kits, um sicherzustellen, dass alle Artikel vorhanden und unbeschädigt sind.
- Tauschen Sie abgelaufene Produkte sofort aus.

• Anwendung der Artikel:

- **4" Kompaktmedizinisches TraumaDressing:** Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie das Dressing direkt auf die Wunde. Wickeln Sie das Dressing um die Wunde und sichern Sie es mit der Klebefläche.
- **Kompressionsmessgerät oder Combat Gauze:** Verwenden Sie das Kompressionsmessgerät oder die Combat Gauze, um Druck auf die Wunde auszuüben. Stellen Sie sicher, dass der Druck ausreichend ist, um die Blutung zu stoppen, aber nicht so stark, dass es zu weiteren Verletzungen kommt.
- **TraumaScheren:** Nutzen Sie die TraumaScheren, um Kleidung oder Verbände sicher zu schneiden, ohne die Haut zu verletzen.
- **ChemLight Lichtstab:** Aktivieren Sie den ChemLight Lichtstab, indem Sie ihn knicken, um Sichtbarkeit in dunklen Umgebungen zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Artikel, insbesondere Nitrilhandschuhe, sicher in einem geschlossenen Behälter entsorgt werden, um Kontamination zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den entsprechenden EUKontaktpunkt oder die Behörden. Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety GatePlattform auf Rückrufupdates und Sicherheitswarnungen.

Schlussfolgerung

Das ETAK POUCH MEDICAL KIT ist ein wertvolles Hilfsmittel für die Erstversorgung. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie sicherstellen, dass Sie und andere im Notfall gut geschützt sind. Verwenden Sie das Kit verantwortungsbewusst und informieren Sie sich regelmäßig über Sicherheitsupdates.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at