

ETAK POUCH MEDICAL KIT CONTENTS - ELEVEN 10 ETAK KIT CONTENTS W/COMBAT GAUZE

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Alle medizinischen Artikel, um die ETAK Pouch zu füllen oder abgelaufene Produkte zu ersetzen. Das Eleven 10 ETAK (Enhanced Trauma Aid Kit) ist so konzipiert, dass es wichtige medizinische Artikel für Ersthelfer und taktische Beamte bereithält. Kompakt und langlebig, hergestellt aus hochwertigen, bewährten Materialien. Für die Verwendung mit den festen oder abreißbaren ETAK Pouches (separat erhältlich). Das Kit enthält: (1) 4" Kompaktmedizinisches Trauma-Dressing (1) Kompressionsmessgerät oder Combat Gauze (1) Nitrilhandschuhe - Paar, Größe L (1) Eleven 10® Frog Tape (1) NAR Hyfin Vent Kompakt-Brustsiegel, Twin Pack (1) 4" ChemLight Lichtstab (1) 5,5" Trauma-Scheren



Eigenschaften

- Name: [ELEVEN 10 ETAK KIT CONTENTS W/COMBAT GAUZE](#)
- Hersteller: [ELEVEN 10](#)
- Artikel-Nr.: 100043775
- Herst.-Nr.: E10ETAKQC
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.272kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 203mm
- UPC: 680306732951

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das ETAK Pouch Medical Kit](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das ETAK Pouch Medical Kit

Einführung

Willkommen zum ETAK Pouch Medical Kit. Dieses Kit enthält alle notwendigen medizinischen Artikel, um die ETAK Pouch zu füllen oder abgelaufene Produkte zu ersetzen. Es ist wichtig, diese Sicherheitshinweise zu beachten, um eine sichere Verwendung des Kits zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Produkte im Kit unbeschädigt und innerhalb des Haltbarkeitsdatums sind.
- Lagere das Kit an einem kühlen, trockenen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt ist.
- Halte das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, es enthält Materialien, die für sie gefährlich sein könnten.
- Überprüfe regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende das Kompressionsmessgerät oder die Combat Gauze nur gemäß den Anweisungen, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen.
- Trage immer Nitrilhandschuhe, um den direkten Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- Achte beim Öffnen von Verpackungen darauf, dich nicht zu verletzen.
- Verwende die TraumaScheren nur für medizinische Zwecke und halte sie von Kindern fern.
- Bei der Anwendung des Brustsiegels achte darauf, die Anweisungen genau zu befolgen, um eine korrekte Abdichtung zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Überprüfung des Inhalts:** Stelle sicher, dass alle Artikel im Kit vorhanden und unbeschädigt sind.
2. **Verwendung der Kompressionsmittel:**
 - Öffne die Verpackung sorgfältig.
 - Wende das Kompressionsmittel an der Verletzungsstelle an, indem du es straff um die Wunde wickelst.
3. **Anwendung der Combat Gauze:**
 - Nimm die Combat Gauze aus der Verpackung.
 - Lege sie direkt auf die Wunde und drücke sie sanft an.
4. **Nutzung der Nitrilhandschuhe:**
 - Ziehe die Handschuhe vor der Behandlung an.
 - Entsorge die Handschuhe nach der Verwendung ordnungsgemäß.
5. **Verwendung der TraumaScheren:**
 - Nutze die Scheren, um Kleidung oder andere Materialien vorsichtig zu schneiden.
 - Halte die Klingen von dir und anderen Personen fern.
6. **Anwendung des Brustsiegels:**
 - Entferne die Folie, um das Klebeband freizulegen.
 - Drücke das Siegel fest auf die Brust, um sicherzustellen, dass es gut haftet.
7. **ChemLight Lichtstab:**
 - Knicke den Lichtstab, um ihn zu aktivieren.
 - Verwende ihn in dunklen Bereichen zur besseren Sichtbarkeit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgelaufene oder beschädigte Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Halte das Kit sauber und ordnungsgemäß organisiert, um die Lebensdauer der Produkte zu verlängern.
- Verwende für die Entsorgung von scharfen Gegenständen geeignete Sicherheitsbehälter.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Verwendung des ETAK Pouch Medical Kits, wende dich bitte an die zuständige Stelle in deinem Land.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Wirksamkeit des ETAK Pouch Medical Kits hängen von der richtigen Verwendung und Pflege ab. Befolge diese Anweisungen sorgfältig, um sicherzustellen, dass du im Notfall gut vorbereitet bist.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at