

# TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR

## TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MOUNTED COYOTE

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Trauma Kit NOW! - MEDIUM ist ein MOLLE-montiertes medizinisches Set, das in Sekunden einsatzbereit ist. Diese Erste-Hilfe-Tasche wurde ursprünglich entwickelt, um den Inhalt des Army IFAK und andere medizinische Materialien zu halten. Dieses medizinische Kit wird auf einem 3 x 3 MOLLE-Feld, einem Kampfgürtel oder anderen MOLLE-kompatiblen Oberflächen mit dem patentierten BFG Helium Whisper Attachment System montiert. Das Helium Whisper Attachment System ist das leichteste MOLLE-Befestigungssystem, das es gibt. Es hat weniger Volumen, sodass es näher an der Körperpanzerung, dem Rucksack oder dem Gürtelsystem sitzt. Es hat weniger Teile, die ausfallen können, und ist metallfrei, um sekundäre Fragmentierung zu reduzieren. Das Beste daran ist, dass Helium Whisper eine Gewichtsersparnis von bis zu 40 % im Vergleich zu traditionellen Taschen bietet. ESSENTIELLE ZUBEHÖRTEILE ENTHALTEN: Trauma-Handschuhe (1x Paar gerollt) Quikclot Blutstillungsverband (1x) Notfall-Trauma-Verband 6" (1x) Hypothermie-Decke - Grün / Silber (1x) Flachfaltband (1x) Komprimierte Gazebinde (1x) SWAT-T Druckgerät (1x)



### Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MOUNTED COYOTE](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100050359
- Herst.-Nr.: HW-TKN-MED-ESS-
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.635kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 810073650213

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

# TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES

## Sicherheitshinweise

### Einleitung

Willkommen zu Ihrem TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES. Dieses MOLLEmontierte medizinische Set wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen schnell und effektiv zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv verwenden.

### Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Kits unbeschädigt und vollständig sind, bevor Sie es verwenden.
- Bewahren Sie das Trauma Kit an einem leicht zugänglichen Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen geschützt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits und ersetzen Sie abgelaufene oder beschädigte Materialien sofort.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.

### Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **TraumaHandschuhe:** Tragen Sie immer Handschuhe, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen.
- **Quikclot Blutstillungsverband:** Verwenden Sie diesen Verband nur auf offenen Wunden, um die Blutung zu stoppen.
- **NotfallTraumaVerband:** Achten Sie darauf, den Verband straff anzulegen, um eine effektive Druckausübung zu gewährleisten.
- **HypothermieDecke:** Diese Decke sollte verwendet werden, um eine Person warm zu halten, die unter Schock steht oder hypothermisch ist.
- **Komprimierte Gazebinde:** Diese Binde eignet sich zur Abdeckung und zum Schutz von Wunden.
- **SWATT Druckgerät:** Verwenden Sie dieses Gerät gemäß den Anweisungen, um Druck auf Wunden auszuüben.

### Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Zugang zum Kit:** Nehmen Sie das Trauma Kit aus der Aufbewahrung und überprüfen Sie den Inhalt.
2. **Vorbereitung:** Waschen Sie Ihre Hände, wenn möglich, oder verwenden Sie Handdesinfektionsmittel, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
3. **TraumaHandschuhe anziehen:** Öffnen Sie die Handschuhe und ziehen Sie sie an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
4. **Verwenden der Materialien:**
  - Verwenden Sie den Quikclot Blutstillungsverband, um Blutungen zu stoppen.
  - Legen Sie den NotfallTraumaVerband an, um die Wunde zu schützen.
  - Decken Sie die betroffene Person mit der HypothermieDecke zu, um die Körpertemperatur zu erhalten.
5. **Nach der Nutzung:** Entsorgen Sie alle verwendeten Materialien sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften.

### Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle gebrauchten Materialien in einem sicheren Abfallbehälter.
- Beachten Sie lokale Vorschriften für die Entsorgung von medizinischen Abfällen.

- Halten Sie das Trauma Kit sauber und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf, um die Haltbarkeit der Materialien zu gewährleisten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen zur Sicherheit oder zum Inhalt Ihres Trauma Kits wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler oder Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Bedenken oder Fragen zur Nutzung des Kits professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem Dokument regelmäßig aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig, und wir möchten sicherstellen, dass Sie die bestmögliche Erfahrung mit Ihrem Trauma Kit haben.

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)