

MICRO TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MOUNT BLACK

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Micro Trauma Kit NOW!, oder Micro TKN, ist die kleinste Version des Trauma Kit NOW! für den Alltag. Es wurde entwickelt, um lebenswichtige medizinische Supplies am Gürtel zu tragen. Das Micro TKN wurde als Trauma-Kit für den täglichen Gebrauch für Polizeibeamte, vorbereitete Bürger oder Jäger entworfen. Die Bereitstellung von kritischen Erste-Hilfe-Supplies kann mit einer Hand oder einem einzelnen Finger von der linken oder rechten Seite durch Ziehen an den BLIP-Zielschlaufen erfolgen. Das Micro TKN besteht aus zwei Hauptkomponenten - der äußeren MOLLE- oder Gürtelmontage-Tasche, die die Ten-Speed-Technologie nutzt, und einem abnehmbaren Einsatz, der die medizinischen Supplies organisiert. Das Essentials Kit enthält: Trauma-Handschuhe (1x Paar) Quickclot Blutstillungsverband (1x) Mini-Kompressionsverband (1x) Hypothermie-Decke - Orange/Silber (1x) Flachfaltenband (1x)



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MOUNT BLACK](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100050367
- Herst.-Nr.:
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.308kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 810073650008

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW! Essentials Supplies](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW! Essentials Supplies

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Micro Trauma Kit NOW! Dieses Kit wurde entwickelt, um lebenswichtige medizinische Supplies im Alltag bereitzustellen. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Kit immer vollständig und in gutem Zustand ist.
- Überprüfe regelmäßig die Haltbarkeit der enthaltenen Supplies.
- Bewahre das Kit an einem leicht zugänglichen, aber sicheren Ort auf.
- Halte das Kit außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Kit nur für den vorgesehenen Zweck: die Bereitstellung von ErsteHilfeMaßnahmen.
- Trage die TraumaHandschuhe immer, um Kontamination zu vermeiden.
- Achte darauf, dass die QuickclotVerbände und andere medizinische Supplies nicht beschädigt sind, bevor du sie verwendest.
- Bei Verwendung der HypothermieDecke achte darauf, dass sie nicht in Kontakt mit offenen Flammen kommt.
- Halte die Flachfaltenbänder von scharfen Gegenständen fern, um Beschädigungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Zugriff auf das Kit:

- Ziehe an den BLIPZiehschlaufen, um das Kit schnell zu öffnen.
- Das Kit kann sowohl an einem Gürtel als auch an MOLLESystemen montiert werden.

2. Verwendung der Inhalte:

- **TraumaHandschuhe:** Ziehe die Handschuhe an, bevor du mit der Behandlung beginnst.
- **Quickclot Blutstillungsverband:** Lege den Verband auf die Wunde und übe Druck aus, um die Blutung zu stoppen.
- **MiniKompressionsverband:** Verwende diesen Verband zur Unterstützung der Wunde.
- **HypothermieDecke:** Wickele die betroffene Person in die Decke, um sie warm zu halten.
- **Flachfaltenband:** Verwende es zur Fixierung von Verbänden.

3. Nach der Nutzung:

- Entsorge gebrauchte medizinische Supplies gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Überprüfe das Kit nach jeder Nutzung und fülle fehlende oder abgelaufene Supplies auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge abgelaufene oder beschädigte medizinische Supplies gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinischen Abfall.

- Verpackungen und nicht verwendbare Teile können im regulären Haushaltsmüll entsorgt werden, sofern sie nicht als gefährlicher Abfall gelten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wende dich bitte an den Hersteller oder die Verkaufsstelle, bei der du das Kit erworben hast.

Bitte beachte, dass die Sicherheit und Wirksamkeit des Micro Trauma Kit NOW! von der ordnungsgemäßen Nutzung und Pflege abhängen. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere Anwendung zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at