

MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES - BLUE FORCE GEAR

MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES MOLLE MOUNT MULTICAM

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Micro Trauma Kit NOW!, oder Micro TKN, ist die kleinste Version des Trauma Kit NOW! für den täglichen Gebrauch. Es wurde entwickelt, um lebenswichtige medizinische Materialien an einem Gürtel zu tragen. Das Micro TKN wurde als Trauma-Kit für den täglichen Gebrauch für Strafverfolgungsbehörden, vorbereitete Bürger oder Jäger konzipiert. Der Einsatz von wichtigen Erste-Hilfe-Materialien kann mit einer Hand oder einem einzelnen Finger von der linken oder rechten Seite durch Ziehen an den BLIP Zuglaschen erfolgen. Das Micro TKN besteht aus zwei Hauptkomponenten - dem äußeren MOLLE- oder Gürtelmontagebeutel, der die Ten-Speed-Technologie nutzt, und einem abnehmbaren Einsatz, der die medizinischen Materialien organisiert. Das PRO Kit beinhaltet: Trauma-Handschuhe (1x Paar) Quickclot Combat Gauze LE (1x) SWAT-T Druckgerät (1x) Hypothermie-Decke - Grün/Silber (1x)



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! PRO SUPPLIES MOLLE MOUNT MULTICAM](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 100050375
- Herst.-Nr.:
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 114mm
- Versandlänge: 178mm
- UPC: 810073650077

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW! PRO](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Micro Trauma Kit NOW! PRO

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Micro Trauma Kit NOW! PRO von BLUE FORCE GEAR. Dieses Kit ist speziell für den täglichen Gebrauch konzipiert und bietet eine kompakte Lösung für wichtige ErsteHilfeMaterialien. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Trauma Kit in einem trockenen und sicheren Bereich aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Verfallsdaten.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Tragen Sie bei der Anwendung der medizinischen Materialien immer Handschuhe, um Kontamination zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass die Materialien sauber und unbeschädigt sind, bevor Sie sie verwenden.
- Bei der Anwendung von Quickclot Combat Gauze LE sollten Sie die Anweisungen sorgfältig befolgen.
- Verwenden Sie die HypothermieDecke nur zur Behandlung von Unterkühlung, und stellen Sie sicher, dass sie korrekt angelegt wird.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit offenen Wunden, wenn Sie das Kit verwenden, ohne Handschuhe zu tragen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Öffnen des Kits:

- Ziehen Sie an den BLIP Zuglaschen, um das Kit schnell zu öffnen.
- Überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.

2. Verwendung der Komponenten:

- **TraumaHandschuhe:** Ziehen Sie ein Paar Handschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- **Quickclot Combat Gauze LE:** Wickeln Sie die Gaze fest um die Wunde und drücken Sie sie an, um die Blutung zu stoppen.
- **SWATT Druckgerät:** Legen Sie das Gerät an die Wunde an und wenden Sie den Druck gemäß den Anweisungen an.
- **HypothermieDecke:** Wickeln Sie die betroffene Person in die Decke, um die Körpertemperatur zu stabilisieren.

3. Nach der Verwendung:

- Entsorgen Sie gebrauchte Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Überprüfen Sie das Kit nach der Verwendung und ersetzen Sie alle verbrauchten oder beschädigten Materialien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle gebrauchten medizinischen Materialien sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Halten Sie sich an die Richtlinien für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen, wenn dies zutrifft.
- Überprüfen Sie die Verpackung des Kits auf spezielle Entsorgungsanweisungen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Micro Trauma Kit NOW! PRO wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land.

Wir danken Ihnen für den Kauf des Micro Trauma Kit NOW! PRO und wünschen Ihnen eine sichere Anwendung.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at