

# MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ESSENTIAL -WOLF GRAY

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ ist 30% größer als das ursprüngliche BFG Micro Medic Kit (MTKN). Diese medizinische Tasche ist für Nutzer, die das Design des MTKN möchten, aber eine vollwertige Druckverbände und einen Brustverband tragen müssen. Erhältlich mit einer MOLLE Medkit-Halterung, die sich an Plattenträger, Westen, Kampfgürtel oder andere MOLLE-kompatible Oberflächen anpasst. Es bietet den gleichen schnellen Zugriff auf dein medizinisches Equipment wie die anderen BFG MED MTKN und TKN Trauma Erste-Hilfe-Taschen. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Blutstillungsverband (1x), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x) und Druckgerät (1x). PRO ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), Druckgerät (1x) und vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack). ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x).



## Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ESSENTIAL -WOLF GRAY](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101005
- Herst.-Nr.: HW-TKN-PLUS-ESS
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.458kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 203mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 810073653054

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

## Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ von BLUE FORCE GEAR. Dieses Kit wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Kit an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck – zur Erstversorgung von Verletzungen.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die Verwendung der einzelnen Komponenten, bevor Sie sie anwenden.

## Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Verwenden Sie die TraumaHandschuhe, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen.
- Achten Sie darauf, dass alle Wunden gründlich gereinigt werden, bevor Sie Verbände anlegen.
- Bei der Anwendung von QuikClot oder anderen Blutstillungsprodukten, folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen oder spitzen Gegenständen im Kit, wie Dekompressionsnadeln.
- Bei schwerwiegenden Verletzungen oder wenn Sie sich unsicher sind, suchen Sie sofort professionelle medizinische Hilfe.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

- Befestigen Sie das Kit sicher an einem MOLLEkompatiblen Träger, wie einem Plattenträger oder einem Kampfgürtel.
- Stellen Sie sicher, dass das Kit fest sitzt und nicht während der Bewegung verrutschen kann.

### Nutzung

- Öffnen Sie das Kit und entnehmen Sie die benötigten Materialien.
- Tragen Sie die TraumaHandschuhe, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- Verwenden Sie die QuikClotBinde, um Blutungen zu stoppen, indem Sie sie direkt auf die Wunde auftragen und Druck ausüben.
- Wickeln Sie den NotfalltraumaVerband um die verletzte Stelle, um weiteren Blutverlust zu verhindern.
- Decken Sie die betroffene Person mit der HypothermieDecke zu, um sie vor Unterkühlung zu schützen.
- Verwenden Sie die Nasopharyngeal Airway, um die Atemwege zu sichern, wenn nötig.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie gebrauchte Materialien, wie Handschuhe und Verbände, gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Überprüfen Sie das Haltbarkeitsdatum der Produkte im Kit und entsorgen Sie abgelaufene Artikel ordnungsgemäß.
- Das Kit selbst sollte in einem trockenen und sauberen Zustand aufbewahrt werden, um seine Wirksamkeit zu gewährleisten.

zu gewährleisten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

- Für Fragen oder Sicherheitshinweise zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit dieses Produkts auch von der richtigen Anwendung und Pflege abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um sich und andere zu schützen.

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)