

# MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO - BLACK

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ ist 30% größer als das ursprüngliche BFG Micro Medic Kit (MTKN). Diese medizinische Tasche ist für Nutzer, die das Design des MTKN möchten, aber eine vollwertige Druckverbände und einen Brustverband tragen müssen. Erhältlich mit einer MOLLE Medkit-Halterung, die sich an Plattenträger, Westen, Kampfgürtel oder andere MOLLE-kompatible Oberflächen anpasst. Es bietet den gleichen schnellen Zugriff auf dein medizinisches Equipment wie die anderen BFG MED MTKN und TKN Trauma Erste-Hilfe-Taschen. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Blutstillungsverband (1x), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x) und Druckgerät (1x). PRO ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), Druckgerät (1x) und vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack). ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x).



## Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO - BLACK](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101006
- Herst.-Nr.: HW-TKN-PLUS-PRO-BK
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.245kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 229mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 810073653061

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

## Einführung

Herzlich willkommen zum MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen die notwendige medizinische Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv nutzen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Kit in einer zugänglichen und trockenen Umgebung aufbewahren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch oder versehentliche Verwendung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer die bereitgestellten TraumaHandschuhe, um den Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- Verwenden Sie die QuikClotProdukte gemäß den Anweisungen, um die Blutung effektiv zu stoppen.
- Achten Sie darauf, die HypothermieDecke nur bei Bedarf zu verwenden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Bandagen und Verbände richtig und fest angelegt werden, um die bestmögliche Unterstützung zu gewährleisten.
- Bei der Verwendung der Dekompressionsnadel sollten Sie sicherstellen, dass Sie über die richtige Technik informiert sind, um Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Zugänglichkeit:** Stellen Sie sicher, dass das Kit leicht zugänglich ist, insbesondere in Notfallsituationen.
2. **Überprüfung des Inhalts:** Vor der Verwendung des Kits sollten Sie den Inhalt überprüfen:
  - TraumaHandschuhe (1x Paar)
  - QuikClot Blutstillungsverband (1x)
  - NotfalltraumaVerband 6" (1x)
  - HypothermieDecke (1x)
  - Flachfaltenband (1x)
  - Druckgerät (1x)
  - Vollwertiger Brustverband (je nach Modell)
3. **Verwendung der Produkte:**
  - Ziehen Sie die TraumaHandschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
  - Bei einer Blutung verwenden Sie den QuikClot Blutstillungsverband, indem Sie ihn direkt auf die Wunde auflegen und gut andrücken.
  - Wickeln Sie den NotfalltraumaVerband um die Wunde und sichern Sie ihn mit dem Flachfaltenband.
  - Wenn Hypothermie ein Risiko darstellt, wickeln Sie die betroffene Person in die HypothermieDecke.
4. **Nach der Verwendung:** Entsorgen Sie alle verwendeten Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinischen Abfall.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie die verwendeten Materialien, einschließlich Handschuhe, Verbände und andere Einwegprodukte, in einem geschlossenen Abfallbehälter.
- Überprüfen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von medizinischem Abfall, um sicherzustellen, dass Sie die richtigen Verfahren einhalten.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ wenden Sie sich bitte an den zuständigen Anbieter oder Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Unsicherheiten Unterstützung erhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise in Übereinstimmung mit den EUVorschriften für Produktsicherheit erstellt wurden. Ihre Sicherheit und Ihr Wohlbefinden haben für uns höchste Priorität.

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)