

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO -RANGER GREEN

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ ist 30% größer als das ursprüngliche BFG Micro Medic Kit (MTKN). Diese medizinische Tasche ist für Nutzer, die das Design des MTKN möchten, aber eine vollwertige Druckverbände und einen Brustverband tragen müssen. Erhältlich mit einer MOLLE Medkit-Halterung, die sich an Plattenträger, Westen, Kampfgürtel oder andere MOLLE-kompatible Oberflächen anpasst. Es bietet den gleichen schnellen Zugriff auf dein medizinisches Equipment wie die anderen BFG MED MTKN und TKN Trauma Erste-Hilfe-Taschen. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Blutstillungsverband (1x), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x) und Druckgerät (1x). PRO ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), Druckgerät (1x) und vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack). ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x).



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO -RANGER GREEN](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101009
- Herst.-Nr.: HW-TKN-PLUS-PRO-RG
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.236kg
- Versandhöhe: 305mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 810073653092

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Einführung

Herzlich willkommen zu Ihrem MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Dieses Kit wurde entwickelt, um Ihnen in Notfallsituationen die notwendige medizinische Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Haltbarkeit und Vollständigkeit.
- Verwenden Sie das Kit nicht, wenn Sie feststellen, dass es beschädigt ist oder wenn der Inhalt verfallen ist.
- Berichten Sie unsichere Produkte und Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die TraumaHandschuhe, um den direkten Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, die QuikClot Produkte gemäß den Anweisungen zu verwenden, um die bestmögliche Blutstillung zu erreichen.
- Vermeiden Sie die Anwendung von Druckverbänden auf offenen Wunden, es sei denn, es ist unbedingt notwendig.
- Die HypothermieDecke sollte in kalten Umgebungen verwendet werden, um eine Unterkühlung zu verhindern.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Technik für die Anwendung des Nasopharyngeal Airway und der Dekompressionsnadel kennen, da unsachgemäße Anwendung zu Verletzungen führen kann.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung des Kits

- Überprüfen Sie den Inhalt des Kits regelmäßig.
- Stellen Sie sicher, dass alle Produkte in einwandfreiem Zustand sind und nicht abgelaufen sind.

2. Verwendung der TraumaHandschuhe

- Ziehen Sie die Handschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- Entsorgen Sie die Handschuhe nach der Verwendung sicher.

3. Anwendung des QuikClot Blutstillungsverbands

- Öffnen Sie die Verpackung und legen Sie den Verband direkt auf die Wunde.
- Üben Sie sanften Druck aus, um die Blutung zu stoppen.

4. Anwendung des NotfalltraumaVerbands

- Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie den Verband auf die betroffene Stelle.
- Sichern Sie den Verband mit den angebrachten Bändern.

5. Verwendung der HypothermieDecke

- Wickeln Sie die betroffene Person in die Decke, um die Körpertemperatur zu stabilisieren.

6. Verwendung des Nasopharyngeal Airway

- Führen Sie das Gerät vorsichtig in die Nase ein, um die Atemwege freizuhalten.

7. Verwendung der Dekompressionsnadel

- Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Technik kennen, bevor Sie die Nadel verwenden.
- Führen Sie die Nadel in den Brustkorb ein, um Luftdruck zu entlasten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verwenden Sie für gebrauchte Handschuhe und andere kontaminierte Materialien einen sicheren Abfallbehälter.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at