

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO -WOLF GRAY

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ ist 30% größer als das ursprüngliche BFG Micro Medic Kit (MTKN). Diese medizinische Tasche ist für Nutzer, die das Design des MTKN möchten, aber eine vollwertige Druckverbände und einen Brustverband tragen müssen. Erhältlich mit einer MOLLE Medkit-Halterung, die sich an Plattenträger, Westen, Kampfgürtel oder andere MOLLE-kompatible Oberflächen anpasst. Es bietet den gleichen schnellen Zugriff auf dein medizinisches Equipment wie die anderen BFG MED MTKN und TKN Trauma Erste-Hilfe-Taschen. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Blutstillungsverband (1x), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x) und Druckgerät (1x). PRO ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), Druckgerät (1x) und vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack). ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x).



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - PRO -WOLF GRAY](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101010
- Herst.-Nr.: HWTKNPLUSPRO
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.503kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 203mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 810073653108

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen in Notfallsituationen zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Informationen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, das Produkt gemäß den Anweisungen zu verwenden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit der Materialien.
- Lagern Sie das Kit an einem kühlen, trockenen Ort, um die Qualität der medizinischen Produkte zu erhalten.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Anwendungen zu verhindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Verwenden Sie die TraumaHandschuhe immer, um direkten Kontakt mit Blut und Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass alle Produkte im Kit vor der Anwendung auf ihre Unversehrtheit überprüft werden.
- Bei der Anwendung von QuikClot oder anderen Blutstillungsprodukten folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung.
- Verwenden Sie das NotfalltraumaVerband nur, wenn Sie mit den Techniken zur Anwendung vertraut sind.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Anwendung konsultieren Sie einen medizinischen Fachmann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Zugriff auf das Kit:

- Öffnen Sie das Kit an einem sicheren Ort, wo Sie genügend Platz haben, um die benötigten Materialien auszubreiten.

• Verwendung der MOLLEHalterung:

- Befestigen Sie die MOLLEHalterung an Ihrem Plattenträger, Ihrer Weste oder Ihrem Kampfgürtel.
- Achten Sie darauf, dass die Halterung fest sitzt und das Kit sicher hält.

• Anwendung der Produkte:

- Ziehen Sie die TraumaHandschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- Bei der Anwendung des QuikClot Blutstillungsverbands:
- Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie den Verband direkt auf die Wunde.
- Drücken Sie fest, um die Blutung zu stoppen.
- Verwenden Sie den NotfalltraumaVerband, indem Sie ihn um die Verletzung wickeln und sicherstellen, dass er gut sitzt.
- Die HypothermieDecke kann zur Wärmeisolierung bei Schockzuständen verwendet werden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verwenden Sie zur Entsorgung von Handschuhen und anderen kontaminierten Materialien einen sicheren Abfallbehälter.
- Informieren Sie sich über die umweltfreundliche Entsorgung von Materialien, die nicht mehr verwendet werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Achten Sie darauf, dass alle Produkte, die Sie verwenden, sicher sind und den geltenden Sicherheitsstandards entsprechen.

Bitte beachten Sie, dass die hier bereitgestellten Informationen Ihnen helfen sollen, das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ sicher und effektiv zu nutzen. Ihre Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at