

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ADVANCED - COYOTE

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ ist 30% größer als das ursprüngliche BFG Micro Medic Kit (MTKN). Diese medizinische Tasche ist für Nutzer, die das Design des MTKN möchten, aber eine vollwertige Druckverbände und einen Brustverband tragen müssen. Erhältlich mit einer MOLLE Medkit-Halterung, die sich an Plattenträger, Westen, Kampfgürtel oder andere MOLLE-kompatible Oberflächen anpasst. Es bietet den gleichen schnellen Zugriff auf dein medizinisches Equipment wie die anderen BFG MED MTKN und TKN Trauma Erste-Hilfe-Taschen. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Blutstillungsverband (1x), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x) und Druckgerät (1x). PRO ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), Druckgerät (1x) und vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack). ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x).



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ADVANCED - COYOTE](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101012
- Herst.-Nr.: HW-TKN-PLUS-ADV-CB
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 305mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 810073653122

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ von BLUE FORCE GEAR. Dieses Kit ist speziell entwickelt worden, um Ihnen in Notfallsituationen zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Kit in einer sicheren und zugänglichen Umgebung aufbewahren.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Verfallsdaten und Vollständigkeit.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Informieren Sie sich über die Verwendung der einzelnen Komponenten, insbesondere wenn Sie diese zum ersten Mal nutzen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- TraumaHandschuhe: Tragen Sie die Handschuhe, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen.
- QuikClot Blutstillungsverband: Verwenden Sie diesen Verband nur auf offenen Wunden. Achten Sie darauf, die Anweisungen auf der Verpackung zu befolgen.
- HypothermieDecke: Nutzen Sie die Decke, um eine Unterkühlung zu verhindern, insbesondere bei kaltem Wetter.
- Dekompressionsnadel: Diese sollte nur von geschultem Personal verwendet werden. Unsachgemäße Handhabung kann zu schweren Verletzungen führen.
- Nasopharyngeal Airway: Diese Komponente sollte nur von geschultem Personal verwendet werden, um Verletzungen der Atemwege zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Zugriff auf das Kit:** Stellen Sie sicher, dass das Kit leicht zugänglich ist, wenn es benötigt wird.
2. **Überprüfung des Inhalts:** Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Verfallsdaten.
3. **Verwendung der Komponenten:**
 - TraumaHandschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
 - QuikClot Blutstillungsverband: Legen Sie den Verband direkt auf die Wunde und üben Sie Druck aus, um die Blutung zu stoppen.
 - HypothermieDecke: Wickeln Sie die betroffene Person vollständig in die Decke, um Wärme zu speichern.
 - Dekompressionsnadel: Führen Sie die Nadel nur in Notfallsituationen und von geschultem Personal durch.
 - Nasopharyngeal Airway: Setzen Sie die Airway vorsichtig ein, um die Atemwege freizuhalten.
4. **Nach der Nutzung:** Entsorgen Sie alle benutzten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle abgelaufenen oder beschädigten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie spezielle Behälter für medizinischen Abfall, wenn verfügbar.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände ungeschützt sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ wenden Sie sich bitte an die zuständige Stelle oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Gesundheit und die ordnungsgemäße Verwendung des Kits von größter Bedeutung sind. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere im Notfall gut geschützt sind.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at