

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-PLUS+ - MOLLE-ADVANCED-RANGER GREEN

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ ist 30% größer als das ursprüngliche BFG Micro Medic Kit (MTKN). Diese medizinische Tasche ist für Nutzer, die das Design des MTKN möchten, aber eine vollwertige Druckverbände und einen Brustverband tragen müssen. Erhältlich mit einer MOLLE Medkit-Halterung, die sich an Plattenträger, Westen, Kampfgürtel oder andere MOLLE-kompatible Oberflächen anpasst. Es bietet den gleichen schnellen Zugriff auf dein medizinisches Equipment wie die anderen BFG MED MTKN und TKN Trauma Erste-Hilfe-Taschen. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Blutstillungsverband (1x), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x) und Druckgerät (1x). PRO ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), Druckgerät (1x) und vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack). ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x).



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW!-PLUS+ - MOLLE-ADVANCED-RANGER GREEN](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101014
- Herst.-Nr.: HW-TKN-PLUS-ADV-RG
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.526kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 241mm
- Versandlänge: 279mm
- UPC: 810073653146

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+. Diese medizinische Tasche wurde entwickelt, um Ihnen bei Notfällen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Kit an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits, um sicherzustellen, dass alle Komponenten vorhanden und unbeschädigt sind.
- Lagern Sie das Kit an einem kühlen, trockenen Ort, um die Haltbarkeit der medizinischen Produkte zu gewährleisten.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Nutzung zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und befolgen Sie die Anweisungen zur Anwendung genau.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Tragen Sie immer die bereitgestellten TraumaHandschuhe, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen.
- Verwenden Sie die QuikClot Produkte gemäß den Anweisungen, um eine effektive Blutstillung zu gewährleisten.
- Bei der Anwendung von Notfallverbänden, stellen Sie sicher, dass diese fest, aber nicht zu eng angelegt sind, um die Blutzirkulation nicht zu beeinträchtigen.
- Achten Sie darauf, dass alle medizinischen Produkte vor dem Ablaufdatum verwendet werden.
- Bei Anzeichen einer allergischen Reaktion auf eines der Produkte, suchen Sie sofort medizinische Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Zugänglichkeit sicherstellen:** Platzieren Sie das Kit an einem Ort, der leicht zugänglich ist, wie zum Beispiel in Ihrem Auto, zu Hause oder bei OutdoorAktivitäten.
2. **Inhalt überprüfen:** Vor der ersten Nutzung, überprüfen Sie den Inhalt des Kits:
 - TraumaHandschuhe (1x Paar)
 - QuikClot Blutstillungsverband (1x)
 - NotfalltraumaVerband 6" (1x)
 - HypothermieDecke (1x)
 - Flachfaltenband (1x)
 - Druckgerät (1x)
3. **Verwendung im Notfall:**
 - Ziehen Sie die TraumaHandschuhe an.
 - Verwenden Sie den QuikClot Blutstillungsverband, um starke Blutungen zu stoppen.
 - Legen Sie den NotfalltraumaVerband auf die Wunde und sichern Sie ihn.
 - Decken Sie die betroffene Person mit der HypothermieDecke zu, um eine Unterkühlung zu verhindern.
 - Verwenden Sie das Flachfaltenband, um Wunden zu stabilisieren.
 - Bei Bedarf das Druckgerät verwenden, um den Druck auf die Wunde zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Produkte gemäß den lokalen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verwenden Sie einen geschlossenen Behälter, um gebrauchte Handschuhe und andere Abfälle sicher zu entsorgen.
- Informieren Sie sich über spezielle Entsorgungsstellen für medizinische Abfälle in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Informationen zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, auf dem Laufenden zu bleiben über Rückrufaktionen oder Sicherheitshinweise, die über die EU Safety GatePlattform bereitgestellt werden.

Vielen Dank, dass Sie sich für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ entschieden haben. Bleiben Sie sicher!

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at