

# TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES - BLACK

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Trauma Kit NOW! - SMALL ist das neueste Med-Kit von Blue Force Gear. Entwickelt als Antwort auf Kunden, die die Funktionen und das Design des TKN-MEDIUM mochten, aber eine kleinere Tasche benötigten. Diese MOLLE medizinische Tasche ist 30 % kleiner als das TKN-MEDIUM. Das TKN-SMALL nutzt das Design mit einem einzigen Zug zum Herausziehen von oben des ursprünglichen TKN, jedoch in der vertrauten Größe und Form einer Doppel-/Dreifach (gestapelten) M4-Magazintasche. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Blutstillungsverband (1x - weiß), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x) und komprimierte Gazen (1x) PR ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x) und Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x)



## Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES - BLACK](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101016
- Herst.-Nr.: HW-TKN-SMALL-ESS-BK
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.186kg
- Versandhöhe: 114mm
- Versandbreite: 229mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 810073653214

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [TRAUMA KIT NOW! SMALL BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL MOLLE ESSENTIALS SUPPLIES  
BLACK Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

# TRAUMA KIT NOW! SMALL BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL MOLLE ESSENTIALS SUPPLIES BLACK Sicherheitshinweise

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRAUMA KIT NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit wurde entwickelt, um Ihnen im Notfall die notwendigen medizinischen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Verwendung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das MedKit an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Bewahren Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern auf, es enthält potenziell gefährliche Materialien.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer Handschuhe, wenn Sie mit Verletzungen oder Blut in Kontakt kommen.
- Verwenden Sie die QuikClot Blutstillungsverbände nur gemäß den Anweisungen auf der Verpackung.
- Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Materialien sauber und unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie das NotfallTraumaVerband nur bei schweren Verletzungen und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie die HypothermieDecke bereit, um den Patienten warm zu halten, insbesondere in kalten Umgebungen.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### 1. Zugriff auf das Kit

- Öffnen Sie die MOLLEtasche durch Ziehen am oberen Zugband.
- Überprüfen Sie den Inhalt des Kits, um sicherzustellen, dass alles vorhanden ist.

### 2. Verwendung der enthaltenen Elemente

- **TraumaHandschuhe:** Ziehen Sie die Handschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- **QuikClot Blutstillungsverband:** Legen Sie den Verband direkt auf die Wunde und üben Sie Druck aus.
- **NotfallTraumaVerband:** Wickeln Sie den Verband um die betroffene Stelle und sichern Sie ihn.
- **HypothermieDecke:** Wickeln Sie den Patienten in die Decke, um Wärme zu speichern.
- **Flachfaltband und komprimierte Gazen:** Verwenden Sie diese zur Abdeckung und Stabilisierung von Wunden.

### 3. Nach der Verwendung

- Entsorgen Sie verwendete Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Reinigen Sie Ihre Hände gründlich nach der Behandlung.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie alle gebrauchten Materialien in einem sicheren, verschlossenen Behälter.
- Befolgen Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von medizinischen Abfällen.
- Lagern Sie das Kit an einem trockenen Ort, um Schimmel und Verfall zu vermeiden.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder weitere Unterstützung zu Ihrem TRAUMA KIT NOW! SMALL wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Blue Force Gear oder besuchen Sie die offizielle Website. Dort finden Sie weitere Informationen und Unterstützung.

## **Schlussfolgerung**

Das TRAUMA KIT NOW! SMALL ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für Notfälle. Durch die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien stellen Sie sicher, dass Sie und andere im Notfall sicher und effektiv versorgt werden können. Bleiben Sie sicher und gut vorbereitet!

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)