

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES-MULTICAM

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Trauma Kit NOW! - SMALL ist das neueste Med-Kit von Blue Force Gear. Entwickelt als Antwort auf Kunden, die die Funktionen und das Design des TKN-MEDIUM mochten, aber eine kleinere Tasche benötigten. Diese MOLLE medizinische Tasche ist 30 % kleiner als das TKN-MEDIUM. Das TKN-SMALL nutzt das Design mit einem einzigen Zug zum Herausziehen von oben des ursprünglichen TKN, jedoch in der vertrauten Größe und Form einer Doppel-/Dreifach (gestapelten) M4-Magazintasche. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Blutstillungsverband (1x - weiß), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x) und komprimierte Gazen (1x) PR ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x) und Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x)



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES-MULTICAM](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101018
- Herst.-Nr.: HW-TKN-SMALL-ES
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 279mm
- Versandbreite: 229mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 810073653238

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [TRAUMA KIT NOW! SMALL Benutzerhandbuch](#)
- [Über uns](#)

TRAUMA KIT NOW! SMALL Benutzerhandbuch

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRAUMA KIT NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit ist speziell entwickelt worden, um Ihnen in Notfallsituationen die notwendigen medizinischen Hilfsmittel bereitzustellen. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die Sicherheit bei der Verwendung des TRAUMA KIT NOW! SMALL zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Stellen Sie sicher, dass das Kit an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung

Bei der Verwendung des TRAUMA KIT NOW! SMALL sollten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen treffen:

- Tragen Sie immer die bereitgestellten TraumaHandschuhe, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen.
- Verwenden Sie QuikClot Blutstillungsverbände nur gemäß den Anweisungen auf der Verpackung.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Anwendung von NotfallTraumaVerband und anderen Hilfsmitteln keine weiteren Verletzungen verursachen.
- Bei schwerwiegenden Verletzungen oder Unsicherheiten suchen Sie umgehend professionelle medizinische Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Um das TRAUMA KIT NOW! SMALL effektiv zu nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Zugriff auf das Kit:

- Öffnen Sie die MOLLEtasche, indem Sie den oberen Reißverschluss oder die Schnallen lösen.
- Entnehmen Sie die benötigten Materialien.

2. Verwendung der TraumaHandschuhe:

- Ziehen Sie ein Paar TraumaHandschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- Entsorgen Sie die Handschuhe nach dem Gebrauch sicher.

3. Anwendung der Blutstillungsverbände:

- Nehmen Sie den QuikClot Blutstillungsverband und folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung.
- Wickeln Sie den Verband fest um die Wunde und sichern Sie ihn.

4. Verwendung des NotfallTraumaVerbandes:

- Öffnen Sie den NotfallTraumaVerband und legen Sie ihn direkt auf die Wunde.

- Befestigen Sie den Verband gemäß den Anweisungen.

5. HypothermieDecke und andere Hilfsmittel:

- Nutzen Sie die HypothermieDecke, um den Betroffenen warm zu halten.
- Verwenden Sie die komprimierten Gazen für zusätzliche Wundabdeckung.

Entsorgungsanweisungen

Die Entsorgung des TRAUMA KIT NOW! SMALL und seiner Inhalte sollte sicher und umweltgerecht erfolgen:

- Entsorgen Sie alle gebrauchten Materialien, einschließlich Handschuhe und Verbände, in einem geschlossenen Abfallbehälter.
- Überprüfen Sie lokale Vorschriften zur Entsorgung medizinischer Abfälle.
- Halten Sie das Kit und seine Inhalte von Lebensmitteln und anderen nichtmedizinischen Produkten fern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihres TRAUMA KIT NOW! SMALL wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorgaben für Produktsicherheit entsprechen. Bei Fragen zu Sicherheitsrichtlinien oder zur Meldung unsicherer Produkte folgen Sie bitte den Anweisungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at