

# TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-ESSENTIALS SUPPLIES-RANGER GREEN

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Trauma Kit NOW! - SMALL ist das neueste Med-Kit von Blue Force Gear. Entwickelt als Antwort auf Kunden, die die Funktionen und das Design des TKN-MEDIUM mochten, aber eine kleinere Tasche benötigten. Diese MOLLE medizinische Tasche ist 30 % kleiner als das TKN-MEDIUM. Das TKN-SMALL nutzt das Design mit einem einzigen Zug zum Herausziehen von oben des ursprünglichen TKN, jedoch in der vertrauten Größe und Form einer Doppel-/Dreifach (gestapelten) M4-Magazintasche. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Blutstillungsverband (1x - weiß), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x) und komprimierte Gazen (1x) PR ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x) und Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x)



## Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-ESSENTIALS SUPPLIES-RANGER GREEN](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101019
- Herst.-Nr.: HW-TKN-SMALL-ES
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.454kg
- Versandhöhe: 51mm
- Versandbreite: 229mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 810073653245

# Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [Über uns](#)

# Sicherheitshinweise für das TRAUMA KIT NOW! SMALL

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRAUMA KIT NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie das Kit regelmäßig auf Vollständigkeit und Unversehrtheit überprüfen.
- Lagern Sie das Kit an einem leicht zugänglichen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen geschützt ist.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentlichen Gebrauch zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die Verwendung der enthaltenen Materialien und Produkte, um im Notfall schnell handeln zu können.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die TraumaHandschuhe, um Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, die QuikClot Produkte gemäß den Anweisungen zu verwenden, um die Wirksamkeit zu gewährleisten.
- Bei der Anwendung des NotfallTraumaVerbandes sollten Sie darauf achten, dass er fest, aber nicht zu fest angelegt wird, um die Blutzirkulation nicht zu beeinträchtigen.
- Die HypothermieDecke sollte nur in Notfällen verwendet werden, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Komprimierte Gazen sind steril; öffnen Sie die Verpackung erst kurz vor der Anwendung.

## Anleitungen zur Installation und Verwendung

- **Öffnen des Kits:**
  - Ziehen Sie die Tasche von der MolleAufhängung ab und öffnen Sie den Reißverschluss.
- **Verwendung der TraumaHandschuhe:**
  - Ziehen Sie ein Paar Handschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- **Anwendung des QuikClot Blutstillungsverbandes:**
  - Öffnen Sie die Verpackung und legen Sie den Verband direkt auf die Wunde.
  - Drücken Sie fest, um die Blutung zu stoppen.
- **Anwendung des NotfallTraumaVerbandes:**
  - Wickeln Sie den Verband um die Wunde und sichern Sie ihn mit der Klebefläche.
- **Nutzung der HypothermieDecke:**
  - Entfalten Sie die Decke und wickeln Sie die betroffene Person ein, um die Körpertemperatur zu halten.
- **Verwendung der komprimierten Gazen:**
  - Öffnen Sie die Verpackung und legen Sie die Gazen auf die Wunde, um sie zu schützen.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle abgelaufenen oder verwendeten Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine verwendeten Produkte im normalen Müll landen.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt Ihres Kits und ersetzen Sie abgelaufene Artikel rechtzeitig.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem TRAUMA KIT NOW! SMALL wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Blue Force Gear. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise regelmäßig aktualisiert werden. Halten Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitshinweise auf dem Laufenden, indem Sie die EU Safety Gate Plattform besuchen. Ihre Sicherheit liegt uns am Herzen.

# Über uns

## Brownells Österreich

**Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen**

[www.brownells.at](http://www.brownells.at)