

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-ESSENTIALS SUPPLIES-WOLF GRAY

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Trauma Kit NOW! - SMALL ist das neueste Med-Kit von Blue Force Gear. Entwickelt als Antwort auf Kunden, die die Funktionen und das Design des TKN-MEDIUM mochten, aber eine kleinere Tasche benötigten. Diese MOLLE medizinische Tasche ist 30 % kleiner als das TKN-MEDIUM. Das TKN-SMALL nutzt das Design mit einem einzigen Zug zum Herausziehen von oben des ursprünglichen TKN, jedoch in der vertrauten Größe und Form einer Doppel-/Dreifach (gestapelten) M4-Magazintasche. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Blutstillungsverband (1x - weiß), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x) und komprimierte Gazen (1x) PR ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x) und Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x)



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-ESSENTIALS SUPPLIES-WOLF GRAY](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101020
- Herst.-Nr.: HW-TKN-SMALL-ESS-WF
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.442kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 810073653252

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Trauma Kit NOW! SMALL von Blue Force Gear](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Trauma Kit NOW! SMALL von Blue Force Gear

Einführung

Willkommen beim Trauma Kit NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Der Gebrauch des Trauma Kits erfolgt auf eigene Verantwortung.
- Überprüfen Sie das Kit regelmäßig auf Vollständigkeit und Verfallsdaten der enthaltenen Produkte.
- Lagern Sie das Kit an einem leicht zugänglichen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen geschützt ist.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die enthaltenen Produkte nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie bei der Anwendung von Verbänden und medizinischen Hilfsmitteln immer die bereitgestellten Trauma Handschuhe.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen auf den Verpackungen der einzelnen Produkte befolgen.
- Bei schweren Verletzungen oder Unsicherheiten suchen Sie umgehend professionelle medizinische Hilfe auf.
- Verwenden Sie keine abgelaufenen Produkte aus dem Kit.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

- **Zugriff auf das Kit:** Öffnen Sie die Tasche mit dem oberen Reißverschluss. Entnehmen Sie die benötigten Artikel vorsichtig.
- **Verwendung der Trauma Handschuhe:** Ziehen Sie die Handschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung von Verletzungen beginnen.
- **Anwendung des QuikClot Blutstillungsverbands:**
 - Entfernen Sie die Verpackung und legen Sie den Verband direkt auf die blutende Wunde.
 - Üben Sie Druck aus, um die Blutung zu stoppen.
- **Anwendung des NotfallTrauma Verbandes:**
 - Entfernen Sie den Verband aus der Verpackung und legen Sie ihn über die Wunde.
 - Befestigen Sie den Verband gemäß den Anweisungen auf der Verpackung.
- **Verwendung der HypothermieDecke:** Wickeln Sie die betroffene Person in die Decke, um eine Unterkühlung zu vermeiden.
- **Anwendung der komprimierten Gazen:** Verwenden Sie die Gazen, um Wunden abzudecken und zu schützen.
- **Verwendung des Full Size Chest Seal:** Tragen Sie das Seal auf offene Wunden im Brustbereich auf, um Luftaustritt zu verhindern.
- **Nasopharyngeal Airway:** Verwenden Sie diese, um die Atemwege freizuhalten, wenn die Person bewusstlos ist.
- **Dekompressionsnadel:** Diese sollte nur von geschultem Personal verwendet werden, um Pneumothorax zu behandeln.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Produkte gemäß den lokalen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verwenden Sie sichere Entsorgungsmethoden, um Verletzungen oder Kontaminationen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsstellen, bei denen Sie das Kit erworben haben. Achten Sie darauf, alle relevanten Informationen über das Produkt bereitzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise nicht alle möglichen Risiken abdecken können. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sich über die sichere Verwendung von medizinischen Hilfsmitteln zu informieren und im Notfall umgehend professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at