

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - PRO SUPPLIES - BLACK

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Trauma Kit NOW! - SMALL ist das neueste Med-Kit von Blue Force Gear. Entwickelt als Antwort auf Kunden, die die Funktionen und das Design des TKN-MEDIUM mochten, aber eine kleinere Tasche benötigten. Diese MOLLE medizinische Tasche ist 30 % kleiner als das TKN-MEDIUM. Das TKN-SMALL nutzt das Design mit einem einzigen Zug zum Herausziehen von oben des ursprünglichen TKN, jedoch in der vertrauten Größe und Form einer Doppel-/Dreifach (gestapelten) M4-Magazintasche. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Blutstillungsverband (1x - weiß), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x) und komprimierte Gazen (1x) PR ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x) und Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x)



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - PRO SUPPLIES - BLACK](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101021
- Herst.-Nr.: HW-TKN-SMALL-PR
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.227kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 229mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 810073653269

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Trauma Kit NOW! SMALL](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Trauma Kit NOW! SMALL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Trauma Kit NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit ist speziell für die schnelle und effektive Behandlung von traumatischen Verletzungen konzipiert. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem trockenen und kühlen Bereich gelagert wird, um die Haltbarkeit der medizinischen Versorgung zu gewährleisten.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Haltbarkeitsdaten und ersetzen Sie abgelaufene oder beschädigte Artikel.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um versehentliche Verletzungen oder Missbrauch zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und befolgen Sie die Anweisungen für die Anwendung sorgfältig.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer die bereitgestellten TraumaHandschuhe, um sowohl Ihre Sicherheit als auch die des Patienten zu gewährleisten.
- Verwenden Sie QuikClot Blutstillungsverbände nur auf offenen Wunden und gemäß den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass die HypothermieDecke nicht in direkten Kontakt mit offenen Wunden kommt.
- Verwenden Sie die Dekompressionsnadel nur, wenn Sie mit der Technik vertraut sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei Verwendung des Nasopharyngeal Airway stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Größe für den Patienten verwenden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Öffnen Sie das Trauma Kit NOW! SMALL und überprüfen Sie den Inhalt.
- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Artikel vorhanden sind:
 - TraumaHandschuhe (2x Paar gerollt)
 - QuikClot Blutstillungsverband (1x weiß)
 - NotfallTraumaVerband 6" (1x)
 - HypothermieDecke (1x)
 - Flachfaltband (1x)
 - Komprimierte Gazen (1x)
- Im Falle eines Notfalls:
 - Ziehen Sie die TraumaHandschuhe an.
 - Wenden Sie den QuikClot Blutstillungsverband an, um die Blutung zu stoppen.
 - Decken Sie den Patienten mit der HypothermieDecke ab, um eine Unterkühlung zu verhindern.
 - Verwenden Sie den NotfallTraumaVerband zur Abdeckung von Wunden.
- Nach der Anwendung:
 - Entsorgen Sie alle verwendeten Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
 - Reinigen Sie Ihre Hände gründlich, nachdem Sie die Handschuhe entfernt haben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle abgelaufenen oder nicht mehr benötigten Artikel gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verwenden Sie für die Entsorgung von gebrauchten Materialien spezielle Behälter, wenn verfügbar.
- Achten Sie darauf, dass keine scharfen oder gefährlichen Gegenstände in den regulären Müll gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu Ihrem Trauma Kit NOW! SMALL wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Sie stehen bereit, um Ihnen bei allen Anliegen zu helfen.

Bitte beachten Sie die oben genannten Sicherheitshinweise, um die sichere Verwendung Ihres Trauma Kit NOW! SMALL zu gewährleisten. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at