

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - PRO SUPPLIES - COYOTE

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Trauma Kit NOW! - SMALL ist das neueste Med-Kit von Blue Force Gear. Entwickelt als Antwort auf Kunden, die die Funktionen und das Design des TKN-MEDIUM mochten, aber eine kleinere Tasche benötigten. Diese MOLLE medizinische Tasche ist 30 % kleiner als das TKN-MEDIUM. Das TKN-SMALL nutzt das Design mit einem einzigen Zug zum Herausziehen von oben des ursprünglichen TKN, jedoch in der vertrauten Größe und Form einer Doppel-/Dreifach (gestapelten) M4-Magazintasche. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Blutstillungsverband (1x - weiß), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x) und komprimierte Gazen (1x) PR ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x) und Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x)



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - PRO SUPPLIES - COYOTE](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101022
- Herst.-Nr.: HW-TKN-SMALL-PR
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.544kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 229mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 810073653276

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Trauma Kit NOW! SMALL](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Trauma Kit NOW! SMALL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Trauma Kit NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit ist speziell für die schnelle und effektive Behandlung von Verletzungen konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen und Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Produkte vor der Verwendung auf sichtbare Schäden oder Mängel überprüft werden.
- Lagern Sie das Trauma Kit an einem kühlen, trockenen Ort, der vor direkter Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit geschützt ist.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen unbefugten Personen.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die im Kit enthaltenen Produkte nur für den vorgesehenen Zweck.
- Tragen Sie bei der Anwendung von TraumaHandschuhen immer die richtigen Handschuhe, um Kreuzkontaminationen zu vermeiden.
- Achten Sie beim Umgang mit QuikClot und anderen Blutstillungsprodukten darauf, dass diese nicht in die Augen oder auf die Haut gelangen.
- Verwenden Sie die HypothermieDecke nur, um eine Person zu wärmen. Stellen Sie sicher, dass die Decke sauber und unbeschädigt ist.
- Bei der Verwendung von medizinischen Geräten wie der Nasopharyngeal Airway und der Dekompressionsnadel sollten Sie über die entsprechenden Kenntnisse und Erfahrungen verfügen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Überprüfung des Kits:

- Öffnen Sie das Trauma Kit und überprüfen Sie den Inhalt auf Vollständigkeit.
- Stellen Sie sicher, dass alle Produkte in einwandfreiem Zustand sind.

2. Verwendung der Produkte:

- TraumaHandschuhe anziehen, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- QuikClot Blutstillungsverband auf die blutende Wunde auftragen und gemäß den Anweisungen verwenden.
- Den NotfallTraumaVerband 6" anlegen, um die Wunde zu schützen.
- HypothermieDecke um die betroffene Person wickeln, um eine Unterkühlung zu verhindern.
- Flachfaltband und komprimierte Gazen nach Bedarf verwenden.

3. Nach der Anwendung:

- Alle verwendeten Materialien sicher entsorgen, um Infektionsrisiken zu vermeiden.
- Die Handschuhe vor dem Entfernen an der Außenseite zusammenfalten und sicher entsorgen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle abgelaufenen oder beschädigten Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verwenden Sie einen sicheren Behälter, um scharfe Gegenstände wie Dekompressionsnadeln zu entsorgen.
- Achten Sie darauf, dass alle Produkte umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Trauma Kit NOW! SMALL wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in Ihrem Land oder besuchen Sie die Website von Blue Force Gear für Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung eines Trauma Kits eine verantwortungsvolle Aufgabe ist. Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, um die im Kit enthaltenen Produkte sicher und effektiv zu verwenden.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at