

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE- PRO SUPPLIES-WOLF GRAY

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Trauma Kit NOW! - SMALL ist das neueste Med-Kit von Blue Force Gear. Entwickelt als Antwort auf Kunden, die die Funktionen und das Design des TKN-MEDIUM mochten, aber eine kleinere Tasche benötigten. Diese MOLLE medizinische Tasche ist 30 % kleiner als das TKN-MEDIUM. Das TKN-SMALL nutzt das Design mit einem einzigen Zug zum Herausziehen von oben des ursprünglichen TKN, jedoch in der vertrauten Größe und Form einer Doppel-/Dreifach (gestapelten) M4-Magazintasche. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Blutstillungsverband (1x - weiß), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x) und komprimierte Gazen (1x) PR ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x) und Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x)



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE- PRO SUPPLIES-WOLF GRAY](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101025
- Herst.-Nr.: HW-TKN-SMALL-PR
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.442kg
- Versandhöhe: 102mm
- Versandbreite: 178mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 810073653306

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das Trauma Kit NOW! SMALL](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das Trauma Kit NOW! SMALL

Einleitung

Willkommen zum Trauma Kit NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen zu helfen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Kit in einem leicht zugänglichen Bereich aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Verfallsdaten.
- Bewahren Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern auf, es enthält medizinische Utensilien, die gefährlich sein können.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie immer die mitgelieferten TraumaHandschuhe, um sich und andere vor Infektionen zu schützen.
- Achten Sie darauf, die QuikClotProdukte gemäß den Anweisungen zu verwenden, um die Wirksamkeit zu gewährleisten.
- Bei der Anwendung von Verbänden oder anderen medizinischen Utensilien, stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen befolgen, um Verletzungen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung des Nasopharyngeal Airway, stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendige Ausbildung oder Anleitung verfügen.
- Verwenden Sie die Dekompressionsnadel nur, wenn Sie über die erforderlichen Kenntnisse verfügen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Öffnen Sie das Trauma Kit NOW! SMALL an einem sicheren Ort.
- Entnehmen Sie die benötigten Materialien vorsichtig.
- Bei der Anwendung eines Verbandes:
 - Reinigen Sie die Wunde vorsichtig.
 - Legen Sie den Verband an und sichern Sie ihn.
- Bei der Anwendung von QuikClot:
 - Öffnen Sie die Verpackung.
 - Tragen Sie das Produkt direkt auf die Wunde auf und üben Sie Druck aus.
- Bei der Verwendung des Nasopharyngeal Airway:
 - Wählen Sie die richtige Größe.
 - Führen Sie es vorsichtig ein, bis es richtig sitzt.
- Verwenden Sie die Dekompressionsnadel nur in Notfällen und gemäß den Richtlinien.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Produkte gemäß den lokalen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle verwendeten Materialien hygienisch entsorgt werden, um das Risiko von Infektionen zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Trauma Kit NOW! SMALL wenden Sie sich bitte an den zuständigen Ansprechpartner in Ihrem Land. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Blue Force Gear oder in den mitgelieferten Unterlagen.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at