

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ADVANCED SUPPLIES-MULTICAM

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Trauma Kit NOW! - SMALL ist das neueste Med-Kit von Blue Force Gear. Entwickelt als Antwort auf Kunden, die die Funktionen und das Design des TKN-MEDIUM mochten, aber eine kleinere Tasche benötigten. Diese MOLLE medizinische Tasche ist 30 % kleiner als das TKN-MEDIUM. Das TKN-SMALL nutzt das Design mit einem einzigen Zug zum Herausziehen von oben des ursprünglichen TKN, jedoch in der vertrauten Größe und Form einer Doppel-/Dreifach (gestapelten) M4-Magazintasche. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Blutstillungsverband (1x - weiß), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x) und komprimierte Gazen (1x) PR ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x) und Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x)



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ADVANCED SUPPLIES-MULTICAM](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101028
- Herst.-Nr.: HW-TKN-SMALL-AD
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.567kg
- Versandhöhe: 279mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 229mm
- UPC: 810073653337

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [TRAUMA KIT NOW! SMALL Sicherheitshinweise](#)
- [Über uns](#)

TRAUMA KIT NOW! SMALL Sicherheitshinweise

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des TRAUMA KIT NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit wurde speziell entwickelt, um Ihnen in Notfällen eine effektive und kompakte Lösung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Das TRAUMA KIT NOW! SMALL wurde gemäß den EUVorschriften entwickelt, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass das Kit für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- **Erweiterte Rückrufe:** Informieren Sie sich über Rückrufaktionen, die auf der EU Safety Gate Plattform veröffentlicht werden. Bei gefährlichen Produkten sind kostenlose Abhilfemaßnahmen verfügbar.
- **OnlineShopping:** Wenn Sie das Kit online gekauft haben, genießen Sie die gleichen Sicherheitsvorkehrungen wie beim Kauf in physischen Geschäften.
- **Besondere Verbraucherfokus:** Seien Sie besonders vorsichtig bei der Verwendung des Kits in der Nähe von Kindern oder anderen vulnerablen Gruppen.
- **EUKontaktstelle:** Bei Fragen zur Produktsicherheit wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Halten Sie sich über potenziell unsichere Produkte auf dem Laufenden, indem Sie die Safety Gate Plattform regelmäßig überprüfen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Alter:** Dieses Kit ist für Erwachsene gedacht. Halten Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **Verwendung von Handschuhen:** Verwenden Sie die mitgelieferten TraumaHandschuhe, um direkten Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- **Vermeidung von Allergien:** Überprüfen Sie die Inhaltsstoffe der Produkte im Kit auf mögliche Allergene, bevor Sie sie verwenden.
- **Sauberer Arbeitsplatz:** Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem Sie das Kit verwenden, sauber und frei von Gefahren ist.
- **Richtige Anwendung:** Befolgen Sie die Anweisungen für die Verwendung der einzelnen Komponenten des Kits genau.

Anweisungen für Installation und Verwendung

- **Öffnen des Kits:**

1. Entnehmen Sie das Kit aus der Verpackung.
2. Öffnen Sie den Reißverschluss oder die Verschlüsse der Tasche.

- **Verwendung der Ausrüstung:**

- **TraumaHandschuhe:** Ziehen Sie ein Paar Handschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- **QuikClot Blutstillungsverband:** Öffnen Sie die Verpackung und legen Sie den Verband auf die Wunde. Üben Sie Druck aus, um die Blutung zu stoppen.
- **NotfallTraumaVerband:** Verwenden Sie diesen Verband zur Abdeckung größerer Wunden. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung.
- **HypothermieDecke:** Wickeln Sie die betroffene Person in die Decke, um Unterkühlung zu verhindern.

- **Flachfaltband und komprimierte Gazen:** Verwenden Sie diese zur Wundabdeckung und pflege.
- **Nach der Verwendung:**
 - Entsorgen Sie gebrauchte Materialien sicher, um eine Kontamination zu vermeiden.
 - Reinigen Sie Ihre Hände gründlich nach der Anwendung.

Entsorgungsanweisungen

- **Verwendete Materialien:** Entsorgen Sie alle gebrauchten Materialien gemäß den lokalen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- **Verpackungsmaterial:** Recyceln Sie die Verpackung, wo immer dies möglich ist, um die Umwelt zu schonen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des TRAUMA KIT NOW! SMALL wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle. Halten Sie die Produktverpackung bereit, um relevante Informationen bereitstellen zu können.

Bitte bewahren Sie diese Sicherheitsanweisungen für zukünftige Referenz auf. Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at