

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-ADVANCED SUPPLIES-RANGER GREEN

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Trauma Kit NOW! - SMALL ist das neueste Med-Kit von Blue Force Gear. Entwickelt als Antwort auf Kunden, die die Funktionen und das Design des TKN-MEDIUM mochten, aber eine kleinere Tasche benötigten. Diese MOLLE medizinische Tasche ist 30 % kleiner als das TKN-MEDIUM. Das TKN-SMALL nutzt das Design mit einem einzigen Zug zum Herausziehen von oben des ursprünglichen TKN, jedoch in der vertrauten Größe und Form einer Doppel-/Dreifach (gestapelten) M4-Magazintasche. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Blutstillungsverband (1x - weiß), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x) und komprimierte Gazen (1x) PR ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x) und Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (2x Paar gerollt), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfall-Trauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltband (1x), komprimierte Gazen (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x)



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR TRAUMA KIT NOW! SMALL-MOLLE-ADVANCED SUPPLIES-RANGER GREEN](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101029
- Herst.-Nr.: HW-TKN-SMALL-AD
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.567kg
- Versandhöhe: 305mm
- Versandbreite: 83mm
- Versandlänge: 254mm
- UPC: 810073653344

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das TRAUMA KIT NOW! SMALL

Einführung

Willkommen zu Ihrem TRAUMA KIT NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit wurde entwickelt, um Ihnen im Notfall die nötige Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie das Kit regelmäßig auf Vollständigkeit und Haltbarkeit der enthaltenen Materialien.
- Bewahren Sie das MedKit an einem leicht zugänglichen Ort auf, der vor Feuchtigkeit und extremen Temperaturen geschützt ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Benutzer des Kits über die richtige Handhabung und Anwendung informiert sind.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um ein versehentliches Öffnen oder unsachgemäße Nutzung zu verhindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- TraumaHandschuhe: Verwenden Sie die Handschuhe immer, um direkten Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- QuikClot Blutstillungsverband: Befolgen Sie die Anweisungen zur Anwendung sorgfältig, um die Wirksamkeit zu gewährleisten.
- HypothermieDecke: Verwenden Sie die Decke, um eine Person warm zu halten, insbesondere in kühlen Umgebungen.
- Nasopharyngeal Airway: Diese Komponente sollte nur von geschultem Personal verwendet werden.
- Dekompressionsnadel: Verwenden Sie diese nur in Notfallsituationen und nur, wenn Sie über die erforderlichen Kenntnisse verfügen.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Zugriff auf das Kit:** Öffnen Sie die Tasche, indem Sie den Zugmechanismus von oben betätigen.
2. **Entnahme der Materialien:** Nehmen Sie die benötigten Materialien vorsichtig heraus, ohne den Rest des Kits zu beschädigen.
3. **Anwendung der Produkte:**
 - Ziehen Sie die TraumaHandschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
 - Verwenden Sie den QuikClot Blutstillungsverband gemäß den Anweisungen auf der Verpackung.
 - Wickeln Sie die HypothermieDecke um die betroffene Person, um sie warm zu halten.
4. **Nach der Anwendung:** Entsorgen Sie benutzte Materialien sicher und hygienisch. Stellen Sie sicher, dass das Kit nach jeder Nutzung wieder aufgefüllt wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verwenden Sie einen sicheren Behälter für die Entsorgung von gebrauchten Handschuhen und anderen kontaminierten Materialien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem TRAUMA KIT NOW! SMALL wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder die Kontaktstelle in der EU.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit und Wirksamkeit Ihres TRAUMA KIT NOW! SMALL von der richtigen Anwendung und Pflege abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um die bestmögliche Erfahrung und Sicherheit zu gewährleisten.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at