

RAPID HEMOSTATIC Z-FOLD GAUZE - 1"X5' CELOX RAPID RIBBON HEMOSTATIC GAUZE

Time is critical when treating severe injuries in the field and saving time increases the chance of survival for the casualty in an emergency or hostile situation. To be effective in real use, hemostatic dressings need to work fast. The low profile pack means Celox Rapid Ribbon is easily concealed and the reduced size makes it ideal for treating narrow entry wounds such as bullet, blast fragment and stab injuries. Works with just 60 seconds compression. Stops severe bleeding – fast. Rapid action reduces blood loss. Stops hypothermic bleeding as found in severe traumatic injuries. The current generation of hemostatic agents need at least 3 minutes of compression to work. Celox Rapid Ribbon Gauze removes the delay by speeding up packing time and reducing compression time to just 60 seconds while using the proven hemostatic technology of Celox.



Attributes

- Name: 1"X5' CELOX RAPID RIBBON HEMOSTATIC GAUZE
- Manufacturer: CELOX MEDICAL
- Product no.: 100025883
- Mfr. No.: TS-ZR-015
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 755702981842

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL](#)
- [English: RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE Safety Instruction Guide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL](#)

Sicherheitshinweise für RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL

Einführung

Die RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL ist ein innovatives Produkt zur schnellen Blutstillung bei schweren Verletzungen. Es ist entscheidend, die Sicherheit bei der Anwendung dieses Produkts zu gewährleisten, um die bestmöglichen Ergebnisse in Notfallsituationen zu erzielen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt unbeschädigt und innerhalb des Haltbarkeitsdatums ist, bevor du es verwendest.
- Lagere das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informiere dich über die richtige Anwendung des Produkts, um Verletzungen oder ineffektive Nutzung zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung

- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck: zur Kontrolle von schweren Blutungen.
- Achte darauf, dass die Wunde sauber ist, bevor du das Produkt anwendest.
- Wende den Druck gleichmäßig an und halte ihn für die empfohlene Zeit von 60 Sekunden aufrecht.
- Bei schwerwiegenden Verletzungen oder wenn die Blutung nicht aufhört, suche sofort medizinische Hilfe auf.
- Vermeide den Kontakt mit offenen Wunden, um Infektionen zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfe die Verpackung auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass du alle benötigten Materialien zur Hand hast.

2. Anwendung:

- Öffne die Verpackung vorsichtig, ohne das Produkt zu beschädigen.
- Lege das Celox Rapid Ribbon direkt auf die blutende Wunde.
- Übe gleichmäßigen Druck auf die Wunde aus und halte diesen für 60 Sekunden.
- Achte darauf, dass das Produkt gut haftet und die Blutung stoppt.
- Wenn nötig, fixiere das Produkt mit einem Verband oder Tape.

3. Nach der Anwendung:

- Überprüfe die Wunde regelmäßig auf Anzeichen einer erneuten Blutung.
- Suche bei Bedarf medizinische Hilfe auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinische Abfälle.
- Verpackungen und nicht verwendete Teile sollten sicher verpackt und in den regulären Müll gegeben werden, sofern sie nicht als gefährlicher Abfall klassifiziert sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Produkts, kontaktiere bitte den Hersteller oder den Vertriebspartner, bei dem das Produkt erworben wurde.

Diese Sicherheitsanweisungen sind wichtig, um die sichere Verwendung des RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL zu gewährleisten. Bitte befolge alle Anweisungen sorgfältig, um die bestmögliche Wirksamkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE 1"X5' CELOX RAPID RIBBON HEMOSTATIC GAUZE. This product is designed for emergency use to control severe bleeding in critical situations. It is essential to follow the safety instructions outlined in this guide to ensure effective use and safety.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for the intended use.
- Always check the packaging for damage before use.
- Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Keep out of reach of children and vulnerable individuals.
- Familiarize yourself with the product and its application before an emergency arises.
- Report any incidents or unsafe conditions to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the hemostatic gauze only as directed.
- Do not use if the packaging is damaged or if the product is expired.
- Avoid contact with open wounds unless necessary.
- Ensure that the area of application is clean and dry.
- Do not remove the gauze once applied; it is designed to stay in place until professional medical help arrives.
- If allergic reactions occur, discontinue use and seek medical attention.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Assess the severity of the bleeding and the injury.
- Ensure you have clean hands or wear gloves if available.

2. Application:

- Remove the gauze from its packaging.
- Place the gauze directly onto the wound, ensuring complete coverage.
- Apply firm pressure to the gauze.
- Maintain pressure for a minimum of 60 seconds to allow the hemostatic agent to work effectively.

3. Postapplication:

- After 60 seconds, check for bleeding. If bleeding continues, apply additional gauze as necessary without removing the first application.
- Once bleeding is controlled, do not remove the gauze; secure it in place with a bandage if available.
- Seek professional medical help as soon as possible.

Disposal Instructions

- Dispose of used gauze and packaging in accordance with local regulations.
- Do not flush the gauze down the toilet.
- Ensure that disposed materials are kept out of reach of children and pets.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns regarding the RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE, please refer to the product packaging for contact details or consult your local distributor.

Conclusion

The RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE is an essential tool for managing severe bleeding in emergencies. By following these safety instructions, you can ensure effective use and contribute to the safety of yourself and others in critical situations. Always prioritize professional medical assistance following the use of this product.

Bezpečnostní pokyny pro používání RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlou a účinnou pomoc při těžkém krvácení. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, aby se zajistila bezpečnost uživatelů a maximalizovala účinnost produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny a informace o produktu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Kontrolujte datum expirace a ujistěte se, že je produkt v dobrém stavu před použitím.
- V případě jakýchkoli otázek nebo nejjasností se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze na vnější rány a nezapomeňte, že tento produkt není určen k vnitřnímu použití.
- Pokud dojde k alergické reakci, přestaňte produkt používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při použití produktu na otevřenou ránu se ujistěte, že je rána co nejčistší, abyste minimalizovali riziko infekce.
- Neaplikujte na rány, které vyžadují chirurgické ošetření nebo které jsou hluboké.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte čisté ruce a přístup k potřebným materiálům.
- Otevřete obal produktu a připravte si hemostatickou gázu.

2. Aplikace:

- Umístěte gázu přímo na ránu.
- Aplikujte tlak na gázu po dobu 60 sekund. Tím se aktivuje hemostatická technologie produktu a zastaví se krvácení.

3. Po použití:

- Po uplynutí 60 sekund zkontrolujte, zda krvácení ustalo.
- Pokud krvácení pokračuje, aplikujte další vrstvu gázy a opakujte tlak.

Pokyny pro likvidaci

- Použitý produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nedávejte použitou gázu do běžného odpadu; použijte určené kontejnery pro biologický odpad, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy, obavy nebo hlášení o nebezpečných produktech se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky ve vašem regionu. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu a jeho použití.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití RAPID HEMOSTATIC ZFOLD GAUZE CELOX MEDICAL. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost svou i ostatních.