

TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES - TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MOUNTED COYOTE

The Trauma Kit NOW! – MEDIUM is a MOLLE mounted medical kit that can be deployed in seconds. This first aid pouch was originally designed to hold the contents of the Army IFAK and other medical supplies. This medical kit mounts on a 3 x 3 MOLLE field, a battle belt or other MOLLE Compatible Surfaces using the patented BFG Helium Whisper Attachment System. The Helium Whisper Attachment System is the lightest MOLLE attachment system in existence. Featuring less bulk so it sits closer to the body armor, pack or belt system. It has fewer parts to fail and is metal free to reduce secondary fragmentation. Best of all, Helium Whisper offers overall weight savings of up to 40% over traditional pouches. ESSENTIALS SUPPLIES INCLUDE: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair) Quikclot Bleeding Control Dressing (1x) Emergency Trauma Dressing 6" (1x) Hypothermia Blanket - Green / Silver (1x) Flat Fold Tape (1x) Compressed Gauze (1x) SWAT-T Pressure Device (1x)



Attributes

- Name: TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES MOLLE MOUNTED COYOTE
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100050359
- Mfr. No.: HW-TKN-MED-ESS-
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.635kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 229mm
- UPC: 810073650213

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES Sicherheitshinweise](#)
- [English: Trauma Kit NOW! Essentials Supplies Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! Essentials Supplies](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES](#)

TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES

Sicherheitshinweise

Einleitung

Willkommen zu Ihrem TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES. Dieses MOLLEmontierte medizinische Set wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen schnell und effektiv zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten des Kits unbeschädigt und vollständig sind, bevor Sie es verwenden.
- Bewahren Sie das Trauma Kit an einem leicht zugänglichen Ort auf, der vor direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen geschützt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits und ersetzen Sie abgelaufene oder beschädigte Materialien sofort.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **TraumaHandschuhe:** Tragen Sie immer Handschuhe, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen.
- **Quikclot Blutstillungsverband:** Verwenden Sie diesen Verband nur auf offenen Wunden, um die Blutung zu stoppen.
- **NotfallTraumaVerband:** Achten Sie darauf, den Verband straff anzulegen, um eine effektive Druckausübung zu gewährleisten.
- **HypothermieDecke:** Diese Decke sollte verwendet werden, um eine Person warm zu halten, die unter Schock steht oder hypothermisch ist.
- **Komprimierte Gazebinde:** Diese Binde eignet sich zur Abdeckung und zum Schutz von Wunden.
- **SWATT Druckgerät:** Verwenden Sie dieses Gerät gemäß den Anweisungen, um Druck auf Wunden auszuüben.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. **Zugang zum Kit:** Nehmen Sie das Trauma Kit aus der Aufbewahrung und überprüfen Sie den Inhalt.
2. **Vorbereitung:** Waschen Sie Ihre Hände, wenn möglich, oder verwenden Sie Handdesinfektionsmittel, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
3. **TraumaHandschuhe anziehen:** Öffnen Sie die Handschuhe und ziehen Sie sie an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
4. **Verwenden der Materialien:**
 - Verwenden Sie den Quikclot Blutstillungsverband, um Blutungen zu stoppen.
 - Legen Sie den NotfallTraumaVerband an, um die Wunde zu schützen.
 - Decken Sie die betroffene Person mit der HypothermieDecke zu, um die Körpertemperatur zu erhalten.
5. **Nach der Nutzung:** Entsorgen Sie alle verwendeten Materialien sicher und gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle gebrauchten Materialien in einem sicheren Abfallbehälter.
- Beachten Sie lokale Vorschriften für die Entsorgung von medizinischen Abfällen.
- Halten Sie das Trauma Kit sauber und bewahren Sie es an einem trockenen Ort auf, um die Haltbarkeit der Materialien zu gewährleisten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder zum Inhalt Ihres Trauma Kits wenden Sie sich bitte an den örtlichen Händler oder Hersteller. Es ist wichtig, dass Sie bei Bedenken oder Fragen zur Nutzung des Kits professionelle Hilfe in Anspruch nehmen.

Bitte beachten Sie, dass die Informationen in diesem Dokument regelmäßig aktualisiert werden sollten, um sicherzustellen, dass sie den neuesten Sicherheitsstandards entsprechen. Ihr Wohlbefinden ist uns wichtig, und wir möchten sicherstellen, dass Sie die bestmögliche Erfahrung mit Ihrem Trauma Kit haben.

Trauma Kit NOW! Essentials Supplies Safety

Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Trauma Kit NOW! MEDIUM. This MOLLE mounted medical kit is designed for rapid deployment and holds essential first aid supplies. It is crucial to understand how to use this kit safely and effectively. Please read this guide carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure that all users of the Trauma Kit are trained in basic first aid and emergency response techniques.
- Regularly inspect the kit for any expired or damaged supplies. Replace items as necessary.
- Store the kit in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain the integrity of the medical supplies.
- Keep the kit out of reach of children unless under adult supervision.
- In case of a medical emergency, call emergency services immediately after administering first aid.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear Trauma Gloves when handling blood or bodily fluids to minimize the risk of infection.
- Be cautious when using sharp items such as scissors or blades included in the kit.
- Ensure that the Quikclot Bleeding Control Dressing is applied according to the instructions to avoid further injury.
- Use the Hypothermia Blanket to maintain body temperature in cases of shock or exposure.
- Follow the instructions for the SWATT Pressure Device carefully to ensure effective use.
- Do not use any expired or damaged supplies from the kit.

Instructions for Installation and Usage

Installation on MOLLE Compatible Surfaces

1. **Identify the Attachment Point:** Locate a 3 x 3 MOLLE field, battle belt, or other compatible surface.
2. **Align the Kit:** Position the Trauma Kit NOW! so that the attachment straps align with the MOLLE webbing.
3. **Secure the Kit:** Use the patented BFG Helium Whisper Attachment System to secure the kit in place. Pull the straps through the MOLLE webbing and tighten them to ensure a snug fit.
4. **Check Stability:** Ensure the kit is securely attached and does not move when pulled.

Usage Instructions

1. **Accessing Supplies:** Open the kit by unfastening the closure. Ensure you have a clear workspace.
2. **Using Supplies:** Follow the specific instructions for each item included in the kit:
 - **Trauma Gloves:** Put on the gloves before handling any medical supplies.
 - **Quikclot Dressing:** Apply directly to the wound and apply pressure for at least 3 minutes.
 - **Emergency Trauma Dressing:** Place over the wound and secure in place.
 - **Hypothermia Blanket:** Wrap around the individual to retain body heat.
 - **SWATT Pressure Device:** Wrap around the limb and apply pressure as needed.
3. **PostUse:** After administering first aid, dispose of used materials properly and replace any items used from the kit.

Disposal Instructions

- Dispose of expired or damaged supplies according to local regulations.
- Used Trauma Gloves and other contaminated materials should be placed in a sealed plastic bag before disposal to prevent contamination.
- Recycle packaging materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Trauma Kit NOW!, please refer to the contact information provided on the packaging or the manufacturer's website. It is important to stay informed about product safety updates and recalls.

Conclusion

The Trauma Kit NOW! MEDIUM is an essential tool for emergency preparedness. By following these safety instructions, you can ensure safe and effective use of the kit. Always stay informed about the latest safety practices and ensure that your kit is well maintained and ready for use. Thank you for prioritizing safety with your Trauma Kit NOW!

Guide de Sécurité du Produit : TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES

Introduction

Le Trauma Kit NOW! Essentials Supplies est un kit médical monté sur MOLLE conçu pour être déployé rapidement en cas d'urgence. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le kit.
- Conservez le kit dans un endroit facilement accessible en cas d'urgence.
- Vérifiez régulièrement le contenu du kit pour vous assurer qu'il est complet et en bon état.
- Ne laissez pas le kit à la portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours des gants de traumatologie lors de la manipulation de blessures ouvertes pour éviter les infections.
- Ne pas utiliser de matériel endommagé ou périmé. Remplacez immédiatement tout élément manquant ou abîmé.
- Évitez de toucher les surfaces de la trousse avec des mains non protégées après avoir traité une blessure.
- Suivez les instructions fournies avec chaque élément du kit pour une utilisation correcte.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Fixez le kit sur un champ MOLLE de 3 x 3, une ceinture de combat, ou une autre surface compatible.
2. Utilisez le système de fixation BFG Helium Whisper pour garantir une installation sécurisée.
3. Assurez-vous que le kit est solidement attaché avant de le transporter.

Utilisation

- En cas de blessure, retirez le kit de son emplacement.
- Ouvrez le kit et évaluez rapidement la situation.
- Utilisez les gants de traumatologie fournis avant de traiter la blessure.
- Appliquez les fournitures nécessaires, comme le pansement de contrôle de saignement Quikclot ou le pansement de traumatologie d'urgence.
- Suivez les instructions spécifiques pour chaque élément afin de garantir une utilisation efficace.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les fournitures usagées conformément aux réglementations locales en matière de déchets médicaux.
- Ne jetez pas les matériaux médicaux dans des poubelles ordinaires.
- Assurez-vous de détruire tous les éléments périmés ou endommagés avant de les jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE spécifié sur l'emballage.

Conclusion

Le Trauma Kit NOW! Essentials Supplies est un outil essentiel pour la gestion des situations d'urgence. En suivant ces directives de sécurité, vous gardez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Restez informé des mises à jour et des rappels de sécurité concernant ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Trauma Kit NOW! Essentials Supplies

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Trauma Kit NOW! Essentials Supplies di BLUE FORCE GEAR. Questo kit è progettato per fornire un accesso rapido e sicuro a forniture mediche essenziali in situazioni di emergenza. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la massima protezione.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati che il kit sia utilizzato solo per scopi previsti. Leggi attentamente le istruzioni e le avvertenze.
- **Controllo Periodico:** Controlla regolarmente il contenuto del kit per assicurarti che non ci siano materiali scaduti o danneggiati.
- **Uso Responsabile:** Utilizza il kit solo in situazioni di emergenza. Non utilizzare i materiali per scopi diversi da quelli indicati.
- **Protezione per Gruppi Vulnerabili:** Tieni il kit lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili. Assicurati che solo gli adulti addestrati utilizzino i materiali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Guanti da Trauma:** Indossa sempre i guanti da trauma quando maneggi materiali potenzialmente contaminati.
- **Benda EmoStatica:** Usa la benda emostatica solo su ferite sanguinanti. Segui le istruzioni per l'applicazione corretta.
- **Quikclot:** Applica il Quikclot direttamente sulla ferita per controllare il sanguinamento. Non rimuovere il materiale fino a quando non è stato valutato da un professionista medico.
- **Coperte Ipotermiche:** Utilizza la coperta per mantenere la temperatura corporea in caso di ipotermia. Assicurati che la persona sia al riparo dal vento e dall'umidità.
- **Dispositivo di Pressione SWATT:** Segui le istruzioni per l'uso corretto del dispositivo di pressione. Non applicare una pressione eccessiva che possa causare ulteriori danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Montaggio:** Monta il kit su un campo MOLLE 3 x 3, una cintura da combattimento o un'altra superficie compatibile utilizzando il sistema di attacco BFG Helium Whisper.
- **Accesso Rapido:** Assicurati che il kit sia facilmente accessibile in caso di emergenza. Posizionalo in un luogo visibile e riconoscibile.
- **Verifica del Contenuto:** Prima di ogni utilizzo, verifica che tutti i materiali siano presenti e in buone condizioni. Sostituisci immediatamente qualsiasi materiale mancante o danneggiato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Materiali Scaduti:** Smaltisci i materiali scaduti secondo le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- **Borse e Imballaggi:** Se possibile, riutilizza o ricicla le borse e gli imballaggi del kit. Segui le linee guida locali per il riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, controlla il sito web ufficiale di BLUE FORCE GEAR o contatta un rappresentante locale. Assicurati di segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del Trauma Kit NOW! Essentials Supplies. La tua sicurezza e quella degli altri sono la nostra priorità.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES. Tento produkt je určen k poskytnutí základních lékařských potřeb v případě nouze. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu se ujistěte, že je v dobrém stavu a nebyl poškozen.
- Uchovávejte mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte pouze pro určené účely, jak je popsáno v tomto návodu.
- Pokud dojde k jakémukoli poškození nebo selhání produktu, okamžitě jej přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při používání lékařských pomůcek dodržujte hygienické standardy.
- Před použitím rukavic si umyjte ruce.
- V případě alergií na určité materiály (např. latex) používejte alternativní produkty.
- Po použití obvazů a jiných pomůcek je správně zlikvidujte podle místních předpisů.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

- Trauma Kit NOW! je navržen pro montáž na MOLLE pole o rozměrech 3 x 3, bojový opasek nebo jiné MOLLE kompatibilní povrchy.
- Použijte patentovaný systém uchycení BFG Helium Whisper pro bezpečné a stabilní upevnění.
- Ujistěte se, že je kit pevně uchycen a nezpůsobuje žádné nepohodlí.

Použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je kit kompletní a všechny položky jsou v dobrém stavu.
- V případě zranění:
 - Nasazení rukavic a dodržování hygieny.
 - Použijte Quikclot obvaz pro kontrolu krvácení.
 - Aplikujte nouzový trauma obvaz 6" podle potřeby.
 - V případě potřeby použijte SWATT tlakové zařízení.
- Po použití se ujistěte, že všechny použité položky jsou správně zlikvidovány.

Pokyny pro likvidaci

- Použité lékařské pomůcky a obvazy zlikvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Obaly a nevyužité položky recyklujte, pokud je to možné.
- Nikdy nevyhazujte lékařské pomůcky do běžného odpadu bez řádné likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o produktu, obraťte se na výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, včetně čísla modelu a data zakoupení.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití vašeho TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES. V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů se neváhejte obrátit na výrobce. Děkujeme, že podporujete bezpečnost ve vaší komunitě.