

TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES - TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES OD GREEN

The Trauma Kit NOW! – MEDIUM is a MOLLE mounted medical kit that can be deployed in seconds. This first aid pouch was originally designed to hold the contents of the Army IFAK and other medical supplies. This medical kit mounts on a 3 x 3 MOLLE field, a battle belt or other MOLLE Compatible Surfaces using the patented BFG Helium Whisper Attachment System. The Helium Whisper Attachment System is the lightest MOLLE attachment system in existence. Featuring less bulk so it sits closer to the body armor, pack or belt system. It has fewer parts to fail and is metal free to reduce secondary fragmentation. Best of all, Helium Whisper offers overall weight savings of up to 40% over traditional pouches. ESSENTIALS SUPPLIES INCLUDE: Trauma Gloves (Rolled 1x Pair) Quikclot Bleeding Control Dressing (1x) Emergency Trauma Dressing 6" (1x) Hypothermia Blanket - Green / Silver (1x) Flat Fold Tape (1x) Compressed Gauze (1x) SWAT-T Pressure Device (1x)



Attributes

- Name: TRAUMA KIT NOW! ESSENTIAL SUPPLIES OD GREEN
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430100749
- Mfr. No.: HW-TKN-MED-ESS-OD
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.492kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 133mm
- Shipping length: 210mm
- UPC: 810073650237

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES](#)
- [English: Trauma Kit NOW! Essentials Supplies Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Trauma Kit NOW! Essentials Supplies](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES](#)

Sicherheitshinweise für das TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES

Einführung

Willkommen beim TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES von BLUE FORCE GEAR. Dieses medizinische Set ist für den schnellen Einsatz konzipiert und bietet wichtige ErsteHilfeMaterialien, die im Notfall lebensrettend sein können. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass das Trauma Kit in einem trockenen und kühlen Bereich gelagert wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern, um Missbrauch zu verhindern.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die TraumaHandschuhe, um direkten Kontakt mit Blut oder anderen Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass der Quikclot Blutstillungsverband nur auf Wunden angewendet wird, die stark bluten.
- Die NotfallTraumaVerband sollte nur von Personen verwendet werden, die mit der Anwendung vertraut sind.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der HypothermieDecke, wenn diese beschädigt ist.
- Verwenden Sie das SWATT Druckgerät gemäß den Anweisungen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

- **Montage:** Das Trauma Kit NOW! kann auf einem 3 x 3 MOLLEFeld, einem Kampfgürtel oder anderen MOLLEkompatiblen Oberflächen montiert werden.
- **Zugänglichkeit:** Stellen Sie sicher, dass das Kit leicht zugänglich ist, wenn es benötigt wird.
- **Inhalt prüfen:** Überprüfen Sie vor jedem Einsatz den Inhalt des Kits, um sicherzustellen, dass alle Teile vorhanden und einsatzbereit sind.
- **Verwendung der Ausrüstung:**
 - Ziehen Sie die TraumaHandschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
 - Verwenden Sie den Quikclot, um Blutungen zu stoppen, indem Sie ihn direkt auf die Wunde auftragen.
 - Wickeln Sie den NotfallTraumaVerband um die Wunde und sichern Sie ihn gut.
 - Decken Sie die verletzte Person mit der HypothermieDecke zu, um eine Unterkühlung zu vermeiden.
 - Verwenden Sie das SWATT Druckgerät, um Druck auf die Wunde auszuüben, falls erforderlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle abgelaufenen oder beschädigten Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Verwenden Sie geeignete Behälter für die Entsorgung von kontaminierten Materialien, um Gesundheitsrisiken zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass das Trauma Kit regelmäßig auf seine Vollständigkeit überprüft wird und dass abgelaufene Teile ersetzt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Ansprechpartner in der EU, der Ihnen bei Sicherheitsanfragen zur Verfügung steht.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

Trauma Kit NOW! Essentials Supplies Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Trauma Kit NOW! Essentials Supplies. This mediumsized MOLLE mounted medical kit is designed for rapid deployment in emergency situations. It is important to familiarize yourself with the safety guidelines and usage instructions to ensure effective and safe operation of the kit.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to be safe for all users, including those without technical expertise. Always inspect the kit for any visible damage before use.
- **Enhanced Recalls:** In the unlikely event of a product recall, you will be notified through standardized recall notices. Ensure you stay updated on any such notices.
- **Online Shopping Safety:** If purchased online, ensure that the platform complies with safety requirements equivalent to those of physical stores.
- **Vulnerable Groups:** Extra care should be taken when using this kit around children or individuals with limited mobility.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please refer to the contact information provided with your product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about potential safety issues by checking the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Inspection Before Use:** Always check the contents of the kit before use. Ensure all items are intact and within their expiration dates.
- **Proper Handling:** Use gloves when handling medical supplies to minimize contamination and infection risk.
- **Storage Conditions:** Store the kit in a cool, dry place, away from direct sunlight and extreme temperatures to maintain the integrity of the medical supplies.
- **Emergency Situations:** Only use the kit in emergency situations. Familiarize yourself with the contents and their uses before an emergency arises.
- **Age Restrictions:** This kit is intended for use by adults or under adult supervision. Ensure that children do not have unsupervised access to the kit.

Instructions for Installation and Usage

1. Mounting the Kit:

- Locate a suitable MOLLE field, battle belt, or other MOLLE compatible surfaces.
- Use the patented BFG Helium Whisper Attachment System to securely attach the kit.
- Ensure that the kit is mounted firmly to prevent it from detaching during movement.

2. Using the Kit:

- In an emergency, quickly access the kit by unfastening the attachment.
- Familiarize yourself with the contents and their specific uses:
 - Trauma Gloves (1x Pair): Wear these before treating wounds.
 - Quikclot Bleeding Control Dressing (1x): Apply to control severe bleeding.
 - Emergency Trauma Dressing 6" (1x): Use for larger wounds.
 - Hypothermia Blanket Green/Silver (1x): Protect the injured person from hypothermia.
 - Flat Fold Tape (1x): Secure dressings in place.
 - Compressed Gauze (1x): Use to pack wounds and control bleeding.
 - SWATT Pressure Device (1x): Apply for additional pressure to control bleeding.

3. PostUse Care:

- After using the kit, restock any used items as soon as possible to ensure the kit is ready for future use.
- Dispose of any singleuse items according to local regulations.

Disposal Instructions

- Dispose of medical supplies in accordance with local regulations.
- Follow any specific disposal instructions provided with individual items, particularly for hazardous materials.
- Ensure that used items are properly sealed and disposed of to prevent contamination or injury.

Contact Information for Further Support

For further support or inquiries regarding the Trauma Kit NOW! Essentials Supplies, please refer to the contact details provided with your product.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and the safety of others depend on the proper use of this kit. Always prioritize safety and preparedness in emergency situations.

Säkerhetsinstruktioner för Trauma Kit NOW!

Essentials Supplies

Introduktion

Tack för att du valt Trauma Kit NOW! Essentials Supplies. Detta medicinska kit är utformat för att ge snabb och effektiv hjälp vid nödsituationer. För att säkerställa säker användning och maximal effektivitet, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid kitet enligt instruktionerna för att undvika skador och säkerställa effektivitet.
- Kontrollera regelbundet innehållet i kitet för att säkerställa att alla komponenter är intakta och inom sitt utgångsdatum.
- Förvara kitet på en lättillgänglig plats och se till att alla användare är medvetna om dess placering.
- Håll kitet borta från barn och sårbara grupper om det inte används under övervakning av en vuxen.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på produkten till återförsäljaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blödande sår för att minimera risken för infektion.
- Följ noggrant instruktionerna på varje förband och medicinsk komponent för att säkerställa korrekt användning.
- Vid användning av Quikclot blödningskontroll, applicera tryck på såret i minst 3 minuter för att säkerställa effektiv blödningskontroll.
- Var medveten om din omgivning och se till att du är i en säker position innan du påbörjar första hjälpen.
- Om du är osäker på hur du ska använda någon av komponenterna, sök hjälp från en utbildad person.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av kitet:

- Använd det patenterade BFG Helium Whisperfästsystemet för att fästa kitet på en 3 x 3 MOLLEfält eller ett stridsbälte.
- Se till att kitet sitter ordentligt fast för att förhindra att det lossnar under användning.

2. Användning av innehållet:

- Trauma Handskar: Ta på dig handskarna innan du hanterar sår eller medicinska komponenter.
- Quikclot Blödningskontroll Förband: Öppna förbandet och applicera det direkt på blödningsområdet, tryck i minst 3 minuter.
- Nödsituation Trauma Förband 6": Applicera på större sår och följ instruktionerna på förpackningen.
- Hypotermibland: Använd för att förhindra hypotermi genom att svepa den runt den drabbade.
- Platt Fällband: Använd för att stabilisera skador eller som en extra säkerhetsåtgärd.
- Komprimerad Gas: Använd för att rengöra sår eller för att ge syre vid behov.
- SWATT Tryckanordning: Använd för att applicera tryck på blödande sår.

Avfallshantering

- Kasta använda eller utgångna komponenter i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Försäkra dig om att alla använda medicinska komponenter hanteras som medicinskt avfall och inte blandas med hushållsavfall.
- Rengör och desinfektera kitet regelbundet för att säkerställa hygien och säkerhet.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om Trauma Kit NOW! Essentials Supplies, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för support.

Observera: Denna produkt är avsedd för att ge första hjälpen och bör inte ersätta professionell medicinsk hjälp. Vid allvarliga skador eller nödsituationer, kontakta omedelbart medicinsk personal.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval rychlou a efektivní lékařskou pomoc v případě nouze. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlené účely, tedy jako lékařská sada pro nouzové situace.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud není používán pod dohledem dospělé osoby.
- Před použitím zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda jsou všechny součásti kompletní.
- V případě poškození nebo chybějících součástí se vyvarujte používání produktu a obraťte se na prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím si umyjte ruce nebo použijte rukavice, aby se minimalizovalo riziko infekce.
- Používejte pouze sterilní obvazy a zdravotnické potřeby, které jsou součástí sady.
- Pokud se setkáte s vážným zraněním, vždy vyhledejte odbornou lékařskou pomoc.
- V případě alergie na některou z použitých látek se vyvarujte jejich použití a konzultujte s lékařem.

Pokyny pro instalaci a používání

- Trauma Kit NOW! je navržen tak, aby se dal snadno připevnit na MOLLE pole, bojový opasek nebo jiné MOLLE kompatibilní povrchy.
- Před připevněním se ujistěte, že je systém uchycení BFG Helium Whisper správně nastaven.
- Pro připevnění:
 - Umístěte obvazový sáček na požadované místo.
 - Ujistěte se, že je pevně uchycen a nedochází k jeho pohybu.
- Pro použití jednotlivých součástí:
 - Otevřete sáček a vyjměte požadované zdravotnické potřeby.
 - Postupujte podle pokynů na obalu jednotlivých produktů.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití nebo v případě, že jsou některé součásti poškozené, je nutné je likvidovat podle místních předpisů o odpadech.
- Nepoužívejte součásti, které byly vystaveny kontaminaci nebo které již nejsou sterilní.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo v případě dotazů se prosím obraťte na prodejce produktu. V případě potřeby můžete také zkontrolovat aktuální informace o bezpečnosti produktu na platformě Safety Gate Evropské unie.

Tento návod je navržen tak, aby splňoval požadavky EU na bezpečnost výrobků a poskytoval jasné a snadno srozumitelné informace pro uživatele. Ujistěte se, že se s pokyny seznámíte a dodržujete je pro bezpečné používání vašeho TRAUMA KIT NOW! ESSENTIALS SUPPLIES.