

TRAUMA KIT NOW! - SMALL - TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES-MULTICAM

The Trauma Kit NOW! - SMALL is the newest med kit from Blue Force Gear. Designed in response to customers who loved the features and design of the TKN-MEDIUM but needed a smaller pouch. This MOLLE medical pouch is 30% smaller than the TKN-MEDIUM. The TKN-SMALL utilizes the single-motion pull out the top design of the original TKN but in the familiar size and format of a Double / Triple (stacked) M4 magazine pouch. ESSENTIALS INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Bleeding Control Dressing (1x - white), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x) Flat Fold Tape (1x), and Compressed Gauze (1x) PR INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Combat Gauze LE (1x - black), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x), Flat Fold Tape (1x), Compressed Gauze (1x), and Full Size Chest Seal (1x Twin Pack) ADVANCED INCLUDES: Trauma Gloves (Rolled 2x Pair), QuikClot Combat Gauze (1x - green), Emergency Trauma Dressing 6" (1x), Hypothermia Blanket (1x), Flat Fold Tape (1x), Compressed Gauze (1x), Full Size Chest Seal (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x), and Decompression Needle (1x)



Attributes

- Name: TRAUMA KIT NOW! SMALL - MOLLE - ESSENTIALS SUPPLIES-MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 430101018
- Mfr. No.: HW-TKN-SMALL-ES
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.454kg
- Shipping height: 279mm
- Shipping width: 229mm
- Shipping length: 76mm
- UPC: 810073653238

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: TRAUMA KIT NOW! SMALL Benutzerhandbuch](#)
- [English: Trauma Kit NOW! SMALL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Trauma Kit NOW! SMALL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! SMALL](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání TRAUMA KIT NOW! SMALL BLUE FORCE GEAR](#)

TRAUMA KIT NOW! SMALL Benutzerhandbuch

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des TRAUMA KIT NOW! SMALL von Blue Force Gear. Dieses MedKit ist speziell entwickelt worden, um Ihnen in Notfallsituationen die notwendigen medizinischen Hilfsmittel bereitzustellen. Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Kit sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die Sicherheit bei der Verwendung des TRAUMA KIT NOW! SMALL zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Stellen Sie sicher, dass das Kit an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Anwendung

Bei der Verwendung des TRAUMA KIT NOW! SMALL sollten Sie folgende Sicherheitsvorkehrungen treffen:

- Tragen Sie immer die bereitgestellten TraumaHandschuhe, um sich selbst und andere vor Infektionen zu schützen.
- Verwenden Sie QuikClot Blutstillungsverbände nur gemäß den Anweisungen auf der Verpackung.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Anwendung von NotfallTraumaVerband und anderen Hilfsmitteln keine weiteren Verletzungen verursachen.
- Bei schwerwiegenden Verletzungen oder Unsicherheiten suchen Sie umgehend professionelle medizinische Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Um das TRAUMA KIT NOW! SMALL effektiv zu nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

1. Zugriff auf das Kit:

- Öffnen Sie die MOLLEtasche, indem Sie den oberen Reißverschluss oder die Schnallen lösen.
- Entnehmen Sie die benötigten Materialien.

2. Verwendung der TraumaHandschuhe:

- Ziehen Sie ein Paar TraumaHandschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
- Entsorgen Sie die Handschuhe nach dem Gebrauch sicher.

3. Anwendung der Blutstillungsverbände:

- Nehmen Sie den QuikClot Blutstillungsverband und folgen Sie den Anweisungen auf der Verpackung.
- Wickeln Sie den Verband fest um die Wunde und sichern Sie ihn.

4. Verwendung des NotfallTraumaVerbandes:

- Öffnen Sie den NotfallTraumaVerband und legen Sie ihn direkt auf die Wunde.
- Befestigen Sie den Verband gemäß den Anweisungen.

5. HypothermieDecke und andere Hilfsmittel:

- Nutzen Sie die HypothermieDecke, um den Betroffenen warm zu halten.
- Verwenden Sie die komprimierten Gazen für zusätzliche Wundabdeckung.

Entsorgungsanweisungen

Die Entsorgung des TRAUMA KIT NOW! SMALL und seiner Inhalte sollte sicher und umweltgerecht erfolgen:

- Entsorgen Sie alle gebrauchten Materialien, einschließlich Handschuhe und Verbände, in einem geschlossenen Abfallbehälter.
- Überprüfen Sie lokale Vorschriften zur Entsorgung medizinischer Abfälle.
- Halten Sie das Kit und seine Inhalte von Lebensmitteln und anderen nichtmedizinischen Produkten fern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich Ihres TRAUMA KIT NOW! SMALL wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte den EUVorgaben für Produktsicherheit entsprechen. Bei Fragen zu Sicherheitsrichtlinien oder zur Meldung unsicherer Produkte folgen Sie bitte den Anweisungen auf der EU Safety Gate Plattform.

Trauma Kit NOW! SMALL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Trauma Kit NOW! SMALL by Blue Force Gear. This compact medical kit is designed to provide essential supplies for emergency situations. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This kit is designed to ensure safe use in emergency situations. Always check for any visible damage before use.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls by checking the EU's Safety Gate platform regularly.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with EU safety regulations.
- **Special Consumer Focus:** This kit contains items that may not be suitable for children. Keep out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.
- **Rapid Alerts:** Be aware of updates regarding unsafe products through the Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Some items in the kit may contain latex, which can cause allergic reactions.
 - Sharp objects such as scissors or needles may cause injury if not handled properly.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always check for allergies before using any medical supplies.
 - Use gloves when handling blood or bodily fluids to minimize the risk of infection.
 - Ensure that all items are used according to their intended purpose as outlined in the instructions.

Instructions for Installation and Usage

- **Opening the Kit:**
 - Pull the top of the pouch to access the contents. Ensure you are in a safe and clean environment when doing this.
- **Using the Supplies:**
 - **Trauma Gloves:** Wear gloves before handling any medical supplies. Dispose of them properly after use.
 - **QuikClot Bleeding Control Dressing:** Apply directly to the wound and apply pressure to control bleeding.
 - **Emergency Trauma Dressing:** Place over the wound and secure it in place.
 - **Hypothermia Blanket:** Wrap the affected person to maintain body heat.
 - **Flat Fold Tape:** Use to secure dressings in place.
 - **Compressed Gauze:** Pack into the wound to control bleeding.
 - **Chest Seal:** Apply to chest wounds as per instructions provided with the seal.
 - **Nasopharyngeal Airway:** Insert gently to maintain an open airway.
 - **Decompression Needle:** Use only if trained and certified; follow proper protocols.

Disposal Instructions

- Dispose of used medical supplies in accordance with local regulations.
- Do not throw away items that may still be usable or that could be hazardous in regular waste.
- Check for specific disposal instructions for each item in the kit.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or support, please refer to the contact information provided with your product packaging.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and the safety of those around you is our priority.

Guide de Sécurité pour le Trauma Kit NOW! SMALL

Introduction

Merci d'avoir choisi le Trauma Kit NOW! SMALL de Blue Force Gear. Ce kit de premiers secours est conçu pour vous fournir des fournitures essentielles en cas d'urgence. Il est compact, léger et facile à transporter, ce qui en fait un choix idéal pour les situations de trauma.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le kit est utilisé uniquement par des personnes formées aux premiers secours.
- Vérifiez régulièrement le contenu du kit pour vous assurer que tous les éléments sont en bon état et non périmés.
- Conservez le kit dans un endroit accessible et identifiable.
- Ne laissez pas le kit à la portée des enfants sans surveillance.

Précautions de Sécurité Spécifiques à Utiliser

- **Gants de Traumatisme** : Portez toujours des gants lors de l'administration de premiers secours pour éviter toute contamination.
- **Pansements** : Utilisez les pansements conformément aux instructions fournies. Ne les appliquez pas sur des blessures infectées ou non nettoyées.
- **Couverture de Réchauffement** : Utilisez-la pour maintenir la température corporelle d'une personne blessée, surtout en cas d'hypothermie.
- **Gaz Compressé** : Ne pas utiliser sur des plaies ouvertes sans formation appropriée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Vérification du Contenu** : Avant d'utiliser le kit, ouvrez-le et vérifiez que tous les éléments sont présents et en bon état.
2. **Utilisation des Gants** : Enfilez les gants de traumatisme avant de toucher une personne blessée.
3. **Application des Pansements** :
 - Pour le pansement de contrôle des saignements QuikClot, suivez les instructions sur l'emballage.
 - Appliquez le pansement d'urgence 6" en le plaçant directement sur la blessure et en maintenant une pression.
4. **Utilisation de la Couverture de Réchauffement** : Dépliez la couverture et enveloppez la personne blessée pour la garder au chaud.
5. **Rangement** : Après utilisation, rangez le kit dans son emplacement désigné et vérifiez le contenu pour remplacer les éléments utilisés.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez des éléments périmés ou utilisés conformément aux réglementations locales sur les déchets médicaux.
- Ne jetez pas les pansements ou autres fournitures dans des poubelles ordinaires si elles sont contaminées. Suivez les procédures de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web de Blue Force Gear ou contacter leur service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle du produit à portée de main pour une assistance plus rapide.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre Trauma Kit NOW! SMALL.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per TRAUMA KIT NOW! SMALL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Trauma Kit NOW! SMALL di Blue Force Gear. Questo kit è progettato per fornire le forniture mediche essenziali in un formato compatto e facilmente trasportabile. È importante utilizzare e gestire il kit in modo sicuro per garantire la propria sicurezza e quella degli altri. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e uso per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il kit sia sempre accessibile e in buone condizioni.
- Controlla regolarmente il contenuto del kit e sostituisci eventuali articoli scaduti o utilizzati.
- Leggi attentamente le istruzioni di utilizzo per ogni fornitura presente nel kit.
- Tieni il kit lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- In caso di emergenza, chiama sempre i servizi di emergenza appropriati.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Guanti per Trauma:** Utilizza sempre i guanti per proteggerti da contaminazioni durante il trattamento delle ferite.
- **Medicazione per Controllo Emorragie QuikClot:** Segui le istruzioni sulla confezione per l'applicazione corretta.
- **Medicazione per Trauma d'Emergenza:** Assicurati che la medicazione sia applicata in modo sicuro e fermo per evitare ulteriori perdite di sangue.
- **Coperta per Ipotermia:** Utilizza la coperta per mantenere la temperatura corporea del paziente in caso di shock o ipotermia.
- **Nastro Pieghevole e Garza Compressa:** Usa questi articoli per immobilizzare ferite e controllare le emorragie.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo del Kit:** Prima di ogni utilizzo, verifica che il kit contenga tutti gli articoli necessari.
2. **Utilizzo dei Guanti:** Indossa sempre i guanti prima di trattare una ferita.
3. **Applicazione della Medicazione:**
 - Rimuovi la medicazione dalla confezione.
 - Posiziona la medicazione sulla ferita e applica una pressione uniforme.
 - Fissa la medicazione con il nastro pieghevole, se necessario.
4. **Utilizzo della Coperta per Ipotermia:** Avvolgi il paziente nella coperta per mantenerlo caldo.
5. **Smaltimento dei Materiali Usati:** Dopo l'uso, smaltisci i materiali in modo sicuro e secondo le normative locali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i guanti e le medicazioni usate in modo conforme alle normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare il kit o i suoi componenti in un normale cestino. Segui le linee guida locali per lo smaltimento di materiali medici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o per segnalare prodotti non sicuri, contatta il tuo rivenditore o un'autorità locale competente. Assicurati di controllare eventuali aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Seguendo queste istruzioni, potrai utilizzare il Trauma Kit NOW! SMALL in modo sicuro e responsabile, contribuendo alla tua sicurezza e a quella degli altri.

Säkerhetsinstruktioner för TRAUMA KIT NOW! SMALL

Introduktion

Tack för att du valt TRAUMA KIT NOW! SMALL från Blue Force Gear. Detta första hjälpenset är designat för att ge dig de mest nödvändiga medicinska förnödenheterna i en kompakt och lättanvänd väska. För att säkerställa säker och effektiv användning av detta produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten för sitt avsedda syfte.
- Förvara kit i en torr och sval miljö, borta från direkt solljus.
- Kontrollera regelbundet kitets innehåll för att säkerställa att alla komponenter är i gott skick och inom sitt utgångsdatum.
- Håll kit utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller oegentligheter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid handskar när du hanterar blod eller kroppsvätskor för att minimera risken för smittspridning.
- Se till att du är utbildad i första hjälpen och HLR (hjärtlungräddning) innan du använder produkten.
- Vid allvarliga skador, sök alltid professionell medicinsk hjälp.
- Om du är osäker på hur något i kit ska användas, konsultera bruksanvisningen eller en medicinsk professionell.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna väskan:** Dra upp toppen av väskan för att få tillgång till innehållet.
2. **Använda Trauma Handskar:**
 - Ta ut ett par handskar och rulla dem på händerna innan du påbörjar behandlingen av en skada.
3. **Använda QuikClot Blödningskontroll Förband:**
 - Öppna förpackningen och applicera förbandet direkt på blödande sår.
4. **Nödförband:**
 - Ta ut nödförbandet och applicera det på skadan enligt anvisningarna på förpackningen.
5. **Hypotermivärmefilt:**
 - Fäll ut filten och täck den drabbade personen för att förhindra hypotermi.
6. **Flat Fålltejp:**
 - Använd tejp för att fästa förband eller andra medicinska komponenter på plats.
7. **Komprimerad Gas:**
 - Använd gasen för att dämpa smärta eller som en medicinsk behandling enligt behov.

Avfallsinstruktioner

- Kassera använda handskar och förband i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Förpackningar och andra ickeanvändbara komponenter kan kasseras i hushållsavfall, så länge de inte är skadliga eller farliga.
- För att säkerställa miljövänlig avfallshantering, överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor angående produkten, säkerhetsåtgärder eller för att rapportera en skada, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller en medicinsk professionell. Se till att alltid ha tillgång till produktens bruksanvisning och säkerhetsinformation.

Tack för att du valde TRAUMA KIT NOW! SMALL. Vi hoppas att detta kit ger dig trygghet och säkerhet i nödsituationer.

Návod k bezpečnému používání TRAUMA KIT NOW! SMALL BLUE FORCE GEAR

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili TRAUMA KIT NOW! SMALL od Blue Force Gear. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a efektivitu. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli následujícím pokynům, abyste zajistili bezpečné používání lékárničky a minimalizovali rizika.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že lékárnička je uchovávána na suchém a chladném místě, mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte obsah lékárničky a vyměňujte prošlé nebo poškozené položky.
- Před použitím si důkladně přečtěte pokyny pro jednotlivé položky v lékárničce.
- Pokud produkt vykazuje jakékoli známky poškození, nepoužívejte ho a kontaktujte výrobce.
- V případě úrazu nebo zdravotních potíží vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Trauma rukavice: Používejte rukavice vždy, když manipulujete s krvácejícími ranami, abyste minimalizovali riziko infekce.
- QuikClot obvaz: Při použití obvazu dodržujte pokyny na obalu a ujistěte se, že je aplikován správně pro efektivní kontrolu krváčení.
- Deko proti podchlazení: Používejte ji k udržení tělesné teploty zraněné osoby a ujistěte se, že je správně umístěna.
- Dekompresní jehla: Používejte pouze v případě, že máte odpovídající školení a víte, jak ji správně aplikovat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Otevření pouzdra:** Otevřete lékárničku pomocí zipu. Ujistěte se, že máte potřebný prostor pro manipulaci.
2. **Vytahování obsahu:** Použijte design s jedním pohybem pro rychlé a efektivní vytahování potřebných položek.
3. **Použití jednotlivých položek:**
 - Trauma rukavice: Otevřete balení a nasadte si rukavice před manipulací s ranami.
 - QuikClot obvaz: Otevřete obal a aplikujte na zranění podle pokynů.
 - Nouzový trauma obvaz: Použijte na těžké krváčení a ujistěte se, že je pevně zajištěn.
 - Deko proti podchlazení: Rozložte a přikryjte zraněnou osobu.
 - Komprimovaná gáza: Aplikujte na ránu a zajistěte obvazem.
4. **Údržba a kontrola:** Po každém použití zkontrolujte, zda je lékárnička kompletní a zda jsou všechny položky v dobrém stavu.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny použité nebo prošlé položky lékárničky likvidujte podle místních předpisů pro odpad.
- Rukavice a obvazy, které byly použity, by měly být zlikvidovány jako biologický odpad.
- Pokud je lékárnička poškozená, zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti produktu se prosím obraťte na výrobce nebo prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo výrobku a další relevantní informace.

Tento návod k bezpečnému používání byl vypracován v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Ujistěte se, že dodržujete všechny pokyny a doporučení pro bezpečné používání TRAUMA KIT NOW! SMALL.