

RIGID TQ CASE FOR C-A-T WITH TEK-LOK - RIGID CAT GEN 7 CASE W/MALICE CLIP, COYOTE

RIGID TQ CASE FOR C-A-T WITH TEK-LOK The Eleven 10® RIGID TQ Case® for the C-A-T® Gen 7 is a hard-sided tourniquet case designed to give you easy access to your tourniquet when seconds matter. It can be worn on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or in the accessory position on your Safariland® drop leg holster. The RIGID TQ Case® holds your tourniquet securely in place utilizing friction, so there's no straps, buckles or flaps to deal with. It offers true one-handed gross motor skills deployment of the tourniquet even when your hands are bloody or wet. Just grab the exposed portion of the tourniquet and with a swift pull, it releases. The injection molded RIGID TQ Case® offers numerous mounting options and ride adjustment. It's compatible with Blade-Tech, Safariland®, and Tactical Tailor mounting solutions. Many of the mounting solutions can be mounted in the vertical or horizontal positions. Features: Keeps your tourniquet close at hand for rapid deployment Holds the C-A-T® Tourniquet (Gen 7 and Older Generations) utilizing friction Designed to allow more contact with the tourniquet when deploying Injection Molded case to stand up to rugged LE/MIL usage Drainage hole at the bottom of the case Medical identifying PVC cross patch included Multiple mounting positions to adjust the right height (can be mounted vertically, horizontally, canted or inverted) Police Duty Belt (Blade-Tech TEK-LOK Belt Attachment fits up to a 2.25" belt) Can be mounted to a Safariland® Drop Leg Shroud in the accessory position (mounting hardware sold separately) NOTES: Utilize the included Vibra-tite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained. Instructions are included. All of Eleven 10®'s products are designed, manufactured and assembled in the USA.



Attributes

- Name: RIGID CAT GEN 7 CASE W/MALICE CLIP, COYOTE
- Manufacturer: ELEVEN 10
- Product no.: 100043717
- Mfr. No.: E10-3021M-CYT
- Size: 1 Person
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 64mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 700615670215

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case für CAT Gen 7](#)
- [English: Rigid TQ Case for CAT with TekLok Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : RIGID TQ CASE pour CAT Gen 7](#)
- [Suomi: RIGID TQ CASE Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání RIGID TQ CASE pro CAT ELEVEN 10 RIGID CAT GEN 7](#)

Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case für CAT Gen 7

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Eleven 10® RIGID TQ Case® für den CAT® Gen 7. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen schnellen Zugriff auf Ihren Tourniquet zu ermöglichen, wenn jede Sekunde zählt. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Sicherheitshinweise vor der Verwendung des Produkts gelesen und verstanden haben.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das RIGID TQ Case® nur mit dem CAT® Tourniquet (Gen 7 und ältere Generationen).
- Achten Sie darauf, dass das Gehäuse korrekt montiert ist, um ein versehentliches Lösen des Tourniquets zu verhindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Gehäuse beschädigen könnten.
- Verwenden Sie das enthaltene Vibratite, um sicherzustellen, dass alle Teile an ihrem Platz bleiben, sobald die gewünschte Konfiguration erreicht ist.
- Halten Sie das Gehäuse trocken und reinigen Sie es regelmäßig, um die Funktionalität zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Montage des RIGID TQ Case®:

- Wählen Sie eine geeignete Montageposition an Ihrem Dienstgurt, einer MOLLE/PALSKompatiblen Weste oder an einem Safariland® Drop Leg Holster.
- Verwenden Sie die vorgesehenen Montagematerialien (z. B. BladeTech TEKLOK Gürtelbefestigung oder Tactical Tailor Malice Clip).
- Stellen Sie sicher, dass das Gehäuse sicher befestigt ist und nicht wackelt.

2. Zugriff auf den Tourniquet:

- Um den Tourniquet zu entnehmen, greifen Sie den freiliegenden Teil des Tourniquets.
- Ziehen Sie schnell, um den Tourniquet zu lösen. Dies kann auch mit einer Hand erfolgen, selbst wenn Ihre Hände blutig oder nass sind.

3. Höhenanpassung:

- Das RIGID TQ Case® bietet mehrere Montagepositionen zur Anpassung der richtigen Höhe. Es kann vertikal, horizontal, geneigt oder umgekehrt montiert werden.

4. Regelmäßige Überprüfung:

- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und stellen Sie sicher, dass das Gehäuse sicher bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das RIGID TQ Case® gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffe und andere Materialien.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Umwelt gelangt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den entsprechenden Kundenservice oder die Kontaktstelle in Ihrem Land.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte von Eleven 10® in den USA entworfen, hergestellt und montiert werden. Achten Sie darauf, regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform zu prüfen.

Rigid TQ Case for CAT with TekLok Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Eleven 10® Rigid TQ Case® for the CAT® Gen 7. This hardsided tourniquet case is designed for quick access to your tourniquet during emergencies. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the Rigid TQ Case® before each use to ensure it is in good condition.
- Ensure that the tourniquet is properly secured within the case before use.
- Keep the case away from extreme temperatures and moisture to maintain its integrity.
- Store the case in a location that is easily accessible in an emergency.
- Regularly check for any wear and tear on the case and replace it if necessary.
- Be aware of your surroundings when deploying the tourniquet to avoid accidental injury to yourself or others.
- Follow local laws and regulations regarding the use of medical equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the Rigid TQ Case® for purposes other than storing and deploying the CAT® tourniquet.
- Ensure that the case is mounted securely to your duty belt or vest to prevent accidental detachment.
- Use only the recommended mounting solutions (BladeTech, Safariland®, Tactical Tailor) for secure attachment.
- Avoid overtightening the mounting hardware, as this may damage the case or the mounting position.
- If the case becomes damaged or compromised, discontinue use immediately and replace it.
- Keep the case out of reach of children to prevent misuse.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Select a Suitable Location:

- Choose a location on your duty belt, MOLLE/PALS compatible vest, or Safariland® drop leg holster that allows for quick access.

2. Mounting the Case:

- Use the appropriate mounting solution (BladeTech TEKLOK, Safariland® Drop Leg Shroud, etc.).
- Ensure that the mounting hardware is securely fastened.
- Utilize the included Vibratite to secure the hardware in place once the desired configuration is obtained.

3. Adjusting the Height:

- The Rigid TQ Case® can be mounted vertically, horizontally, canted, or inverted. Adjust to the height that is most comfortable for you.

Usage

1. Accessing the Tourniquet:

- In an emergency, grab the exposed portion of the tourniquet.
- With a swift pull, the tourniquet will release from the case for immediate use.

2. Deploying the Tourniquet:

- Follow the manufacturer's instructions for the CAT® tourniquet to ensure proper application.

3. PostUse Care:

- After use, clean the case as necessary and inspect for any damage.
- Replace the tourniquet if it has been used or compromised.

Disposal Instructions

- Dispose of the Rigid TQ Case® in accordance with local regulations for plastic products.
- If the case is damaged beyond repair, consider recycling options if available.
- Ensure that any used tourniquets are disposed of properly as per medical waste guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the product packaging for contact information. It is important to have an EUbased contact for any safety issues related to this product.

Thank you for taking the time to read this safety instruction guide. Your safety and the effective use of the Rigid TQ Case® are our top priorities. Stay safe and prepared.

Guide de Sécurité du Produit : RIGID TQ CASE pour CAT Gen 7

Introduction

Le RIGID TQ Case® d'Eleven 10® est conçu pour offrir un accès rapide et facile à votre garrot CAT® Gen 7. Ce guide de sécurité fournit des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du boîtier et du garrot pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas d'accident ou de produit défectueux, signalez-le aux autorités compétentes.
- Consultez la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le RIGID TQ Case® uniquement pour le stockage et le déploiement de votre garrot CAT®.
- Ne forcez pas le garrot hors du boîtier si vous rencontrez une résistance.
- Évitez d'exposer le produit à des températures extrêmes ou à des produits chimiques corrosifs.
- Assurez-vous que le boîtier est bien fixé à votre ceinture ou à votre équipement avant de l'utiliser.
- Ne modifiez pas le produit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Montage du Boîtier :

- Choisissez la position de montage souhaitée (verticale, horizontale, inclinée ou inversée).
- Pour le montage sur une ceinture de service, utilisez l'attache BladeTech TEKLOK, qui convient à une ceinture jusqu'à 2,25 pouces.
- Pour le montage MOLLE/PALS, utilisez le clip Malice de Tactical Tailor.
- Assurez-vous que le boîtier est solidement fixé en utilisant le matériel de montage fourni.

2. Accès au Garrot :

- Pour accéder au garrot, saisissez la partie exposée et tirez rapidement pour le libérer.
- Pratiquez cette action pour vous familiariser avec le déploiement, surtout si vos mains sont mouillées ou ensanglantées.

3. Entretien :

- Nettoyez le boîtier régulièrement avec un chiffon doux et sec.
- Vérifiez que le trou de drainage au bas du boîtier est dégagé pour éviter l'accumulation d'eau.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de sécurité.
- Si le produit est endommagé ou obsolète, détruisez-le de manière à ce qu'il ne puisse plus être utilisé.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les produits de sécurité. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de votre demande.

En suivant ce guide, vous contribuez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du RIGID TQ Case®. Merci de votre attention et restez en sécurité.

RIGID TQ CASE Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Eleven 10® RIGID TQ Case® CAT® Gen 7. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää CAT® kiinnitys. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lapsilta ja eläimiltä suojassa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvaohjeet Käytössä

- Varmista, että tuote on kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä.
- Käytä mukana tulevaa Vibratiteä varmistaaksesi kiinnityksen halutussa kokoonpanossa.
- Älä yritä avata tai käyttää tuotetta märillä tai liukkailla käsillä, ellei se ole välttämätöntä.
- Varmista, että kaikki kiinnitysratkaisut ovat yhteensopivia tuotteen kanssa ennen asennusta.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu kestäämään kovaa LE/MIL-käyttöä, mutta se ei ole täysin iskunkestävä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Valitse haluamasi asennuspaikka (pystysuora, vaakasuora, vinottain tai käänteisesti).
- Kiinnitä RIGID TQ Case® työvyöhön tai MOLLE/PALSyhteensopivaan liiviin.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset on kiristetty kunnolla.
- Käytä Vibratiteä kiinnityksen varmistamiseen halutussa kokoonpanossa.

2. Käyttö

- Ota vain kiinnityksestä esiin oleva osa ja vedä nopeasti, niin se vapautuu.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja kuivat ennen kiinnityksen käyttöönottoa, jos mahdollista.
- Harjoittele tuotteen käyttöä turvallisessa ympäristössä ennen kuin käytät sitä kriittisissä tilanteissa.

Poistamisohjeet

- RIGID TQ Case® voidaan hävittää tavallisten jätteiden mukana, mutta tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet.
- Varmista, että tuote on tyhjennetty kaikista kiinnityksistä ennen hävittämistä.
- Älä hävitä tuotetta ympäristölle vaarallisessa kunnossa.

Lisätietoja Tukea Varten

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautus ja turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit Eleven 10® RIGID TQ Case® CAT® Gen 7. Pidä tämä käyttöohje tallessa tulevaa käyttöä varten.

Pokyny pro bezpečné používání RIGID TQ CASE pro CAT ELEVEN 10 RIGID CAT GEN 7

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RIGID TQ Case® od Eleven 10®. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní uchování a přístup k vašemu tourniquetu CAT® Gen 7. Abychom zajistili bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím výrobku si zkontrolujte, zda není poškozený.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoli nejasností ohledně použití se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je tourniquet správně umístěn v pouzdře, aby nedošlo k jeho uvolnění.
- Při manipulaci s tourniquetem dbejte na to, aby vaše ruce byly čisté a suché, pokud je to možné.
- Pouzdro je navrženo pro rychlé uvolnění tourniquetu; nevytahujte ho násilím, pokud není nutné.
- Nezapomínejte na to, že pouzdro je určeno pro použití v urgentních situacích. Praktikujte jeho používání v klidném prostředí, abyste se seznámili s jeho funkcemi.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Montáž:

- Použijte přiložený montážní hardware k upevnění pouzdra na váš služební opasek, vestu nebo drop leg holster.
- Zkontrolujte, zda je pouzdro bezpečně připevněno a nehybné.
- Použijte Vibratite k zajištění hardware na místě po dosažení požadované konfigurace.

2. Použití:

- Uchopte vystavenou část tourniquetu a rychlým tahem se uvolní.
- Při nasazení tourniquetu dbejte na to, abyste měli dostatečný kontakt s tourniquetem.

Pokyny pro likvidaci

- Po skončení životnosti výrobku nebo v případě poškození jej zlikvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do domácího odpadu; informujte se o možnostech recyklace nebo speciálních sběrných místech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Všechny produkty Eleven 10® jsou navrženy, vyráběny a sestavovány v USA a jsou podporovány odborným týmem.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a za to, že jste si vybrali RIGID TQ Case® od Eleven 10®. Bezpečnost je naší prioritou a vaše spokojenost je pro nás důležitá.