

Hartschalen-TQ-Etui für SOFTT/SOFTT-W/SAM XT - RIGID SOFTT/SOFTT-W Case mit MALICE CLIP, schwarz

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Verbrauchsmaterial](#)

Das RIGID TQ Case für die SOF®TT/SOF®TT-W kann die SOF®TT oder die SOF®TT-Wide Tourniquets aufnehmen. Das Eleven 10® RIGID TQ Case® ist ein hartes Tourniquet-Gehäuse, das dir schnellen Zugriff auf dein Tourniquet ermöglicht, wenn es darauf ankommt. Es kann an deinem Dienstgurt, an einer MOLLE/PALS-kompatiblen Weste oder in der Zubehörposition an deinem Safariland® Drop Leg Holster getragen werden. Das RIGID TQ Case® hält dein Tourniquet sicher an seinem Platz, indem es Reibung nutzt, sodass keine Riemen, Schnallen oder Klappen zu handhaben sind. Es ermöglicht eine echte einhändige Verwendung der groben Motorik beim Einsatz des Tourniquets, selbst wenn deine Hände blutig oder nass sind. Greif einfach den freiliegenden Teil des Tourniquets und mit einem schnellen Zug wird es freigegeben. Das spritzgegossene RIGID TQ Case® bietet zahlreiche Montageoptionen und Höhenanpassungen. Es ist kompatibel mit Blade-Tech, Safariland® und Tactical Tailor Montage-Lösungen. Viele der Montage-Lösungen können in vertikaler oder horizontaler Position angebracht werden. Eigenschaften: Hält dein Tourniquet griffbereit für eine schnelle Einsatzbereitschaft Hält die SOF®TT/SOF®TT-W durch Reibung Geplant, um mehr Kontakt mit dem Tourniquet beim Einsatz zu ermöglichen Spritzgegossenes Gehäuse, das robusten LE/MIL-Einsatz standhält Entwässerungsloch am Boden des Gehäuses Medizinischer identifizierender PVC-Kreuzpatch enthalten Mehrere Montagepositionen zur Anpassung der richtigen Höhe (kann vertikal, horizontal, geneigt oder umgekehrt montiert werden) Verfügbare Montageoptionen - Polizeidienstgurt (Blade-Tech TEK-LOK Gürtelbefestigung passt bis zu einem 2,25" Gürtel) oder MOLLE/PALS-Befestigung (Tactical Tailor Malice Clip) Kann an einem Safariland® Drop Leg Shroud in der Zubehörposition montiert werden (Montagematerial separat erhältlich) HINWEISE: Verwende das beiliegende Vibra-tite, um das Material an Ort und Stelle zu sichern, sobald die gewünschte Konfiguration erreicht ist. Eine Anleitung ist enthalten. Alle Produkte von Eleven 10® sind in den USA entworfen, hergestellt und montiert.



Eigenschaften

- Name: [RIGID SOFTT/SOFTT-W Case mit MALICE CLIP, schwarz](#)
- Hersteller: [ELEVEN 10](#)
- Artikel-Nr.: 100043725
- Herst.-Nr.: E10-3011M-BLK
- Größe: 1 Person
- Versandgewicht: 0.091kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 76mm
- Versandlänge: 127mm
- UPC: 700615668243

Artikeldetails

Made in USA

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das RIGID TQ Case

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RIGID TQ Case für die SOF®TT/SOF®TTW von Eleven 10. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir einen schnellen und sicheren Zugriff auf dein Tourniquet zu ermöglichen. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das RIGID TQ Case immer ordnungsgemäß installiert und gesichert ist.
- Überprüfe regelmäßig das Gehäuse auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern, um unsachgemäßen Gebrauch zu verhindern.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen zu vermeiden.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig die Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass das Tourniquet korrekt im Gehäuse sitzt, um einen schnellen Zugriff zu gewährleisten.
- Verwende das RIGID TQ Case nicht, wenn es sichtbare Risse oder andere Beschädigungen aufweist.
- Bei Verwendung mit einer Weste oder einem Gürtel, stelle sicher, dass alle Befestigungen sicher sind.
- Verwende das beiliegende Vibratite, um alle montierten Teile nach der Installation zu sichern.
- Halte die Hände beim Einsatz des Tourniquets sauber und trocken, wenn möglich, um die Handhabung zu erleichtern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Wähle eine geeignete Montageposition für das RIGID TQ Case, entweder vertikal, horizontal, geneigt oder umgekehrt.
2. Verwende die Befestigungsmöglichkeiten:
 - Polizeidienstgurt (BladeTech TEKLOK Gürtelbefestigung bis zu einem 2,25" Gürtel).
 - MOLLE/PALSBefestigung (Tactical Tailor Malice Clip).
3. Montiere das Gehäuse sicher an der gewählten Position.
4. Verwende das beiliegende Vibratite, um das Material an Ort und Stelle zu sichern, sobald die gewünschte Konfiguration erreicht ist.

Nutzung

1. Greife den freiliegenden Teil des Tourniquets, um es schnell zu entnehmen.
2. Stelle sicher, dass du das Tourniquet im Notfall schnell und effizient verwenden kannst.
3. Übe die einhändige Verwendung des Tourniquets, um im Ernstfall vorbereitet zu sein.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und medizinischen Abfällen.
- Stelle sicher, dass das Produkt vollständig gereinigt und frei von Rückständen ist, bevor du es entsorgst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei

dem du das Produkt erworben hast.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de