

MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ESSENTIALS - COYOTE

[Survival und Notfall](#) > [Erste Hilfe](#) > [Erste Hilfe-Sets](#)

Das Micro Trauma Kit NOW! - PLUS+ ist 30% größer als das ursprüngliche BFG Micro Medic Kit (MTKN). Diese medizinische Tasche ist für Nutzer, die das Design des MTKN möchten, aber eine vollwertige Druckverbände und einen Brustverband tragen müssen. Erhältlich mit einer MOLLE Medkit-Halterung, die sich an Plattenträger, Westen, Kampfgürtel oder andere MOLLE-kompatible Oberflächen anpasst. Es bietet den gleichen schnellen Zugriff auf dein medizinisches Equipment wie die anderen BFG MED MTKN und TKN Trauma Erste-Hilfe-Taschen. ESSENTIALS ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Blutstillungsverband (1x), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x) und Druckgerät (1x). PRO ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze LE (1x - schwarz), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), Druckgerät (1x) und vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack). ADVANCED ENTHÄLT: Trauma-Handschuhe (gerollt 1x Paar), QuikClot Combat Gauze (1x - grün), Notfalltrauma-Verband 6" (1x), Hypothermie-Decke (1x), Flachfaltenband (1x), vollwertigen Brustverband (1x Twin Pack), Nasopharyngeal Airway (1x) und Dekompressionsnadel (1x).



Eigenschaften

- Name: [BLUE FORCE GEAR MICRO TRAUMA KIT NOW! - PLUS+ - MOLLE - ESSENTIALS - COYOTE](#)
- Hersteller: [BLUE FORCE GEAR](#)
- Artikel-Nr.: 430101002
- Herst.-Nr.: HW-TKN-PLUS-ESS-CB
- Size: 1 Person
- Versandgewicht: 0.204kg
- Versandhöhe: 89mm
- Versandbreite: 229mm
- Versandlänge: 305mm
- UPC: 810073653023

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für das MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ von BLUE FORCE GEAR. Diese medizinische Tasche wurde entwickelt, um Ihnen in Notfällen schnell und effektiv zu helfen. Um die Sicherheit und den bestmöglichen Gebrauch des Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Kit immer an einem leicht zugänglichen Ort aufbewahrt wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Inhalt des Kits auf Vollständigkeit und Haltbarkeit.
- Verwenden Sie das Kit nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Halten Sie das Kit außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die TraumaHandschuhe, um direkten Kontakt mit Blut oder Körperflüssigkeiten zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass alle Verbände und medizinischen Geräte vor der Anwendung unbeschädigt sind.
- Üben Sie die Anwendung der Notfallausrüstung regelmäßig, um im Ernstfall schnell handeln zu können.
- Bei der Verwendung von QuikClot Blutstillungsverbänden und anderen Produkten, befolgen Sie die spezifischen Anweisungen auf der Verpackung.
- Verwenden Sie die HypothermieDecke, um unterkühlten Personen Wärme zu spenden, und stellen Sie sicher, dass sie vollständig bedeckt sind.
- Die Dekompressionsnadel sollte nur von geschultem Personal verwendet werden. Üben Sie nicht ohne entsprechende Ausbildung.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Zugriff auf das Kit:** Stellen Sie sicher, dass das Kit sicher an einem MOLLEkompatiblen Träger befestigt ist. Überprüfen Sie die Halterung regelmäßig auf Sicherheit.
- **Öffnen des Kits:** Ziehen Sie den Reißverschluss oder die Schnalle vorsichtig auf, um den Inhalt schnell zu erreichen.
- **Anwendung der Produkte:**
 - TraumaHandschuhe: Ziehen Sie die Handschuhe an, bevor Sie mit der Behandlung beginnen.
 - QuikClot Blutstillungsverband: Legen Sie den Verband direkt auf die Wunde und üben Sie Druck aus.
 - NotfalltraumaVerband: Wickeln Sie den Verband um die verletzte Stelle und sichern Sie ihn.
 - HypothermieDecke: Breiten Sie die Decke aus und decken Sie die Person vollständig ab.
 - Dekompressionsnadel: Führen Sie die Nadel nur in einem medizinischen Notfall und von geschultem Personal durch.
- **Nach der Anwendung:** Entsorgen Sie benutzte Materialien sicher und hygienisch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie abgelaufene oder beschädigte Produkte gemäß den örtlichen Vorschriften für medizinischen Abfall.

- Verwenden Sie verschlossene Behälter für die Entsorgung von gebrauchten Handschuhen und Verbänden.
- Achten Sie darauf, dass keine Produkte in den regulären Müll gelangen, um Kontamination und Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des MICRO TRAUMA KIT NOW! PLUS+ wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von BLUE FORCE GEAR oder besuchen Sie die offizielle Webseite. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu beachten und das Kit verantwortungsbewusst zu verwenden.

Über uns

Brownells Österreich

Brownells Austria - Top Produkte für Jagd & Sportschützen

www.brownells.at